

MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO HAOXI

MODELO INFANTIL



**USO ÚNICO
DESCARTÁVEL**

**COM
MODELOS
ESTÉREIS E
NÃO ESTÉRIS**

MODELO ADULTO



DESCRIÇÃO

A Máscara com Reservatório Não Reinalação e Alta Concentração Haoxi é indicada em procedimentos que envolvam pacientes com ventilação espontânea em unidades de terapia intensiva, semi-intensiva, leitos e ambulatórios.

Destina-se a administrar oxigênio em concentrações controladas e alto fluxo de oxigênio (acima de 8 L/min) com finalidade de tratar ou prevenir os sintomas da hipoxemia (baixa concentração de oxigênio no sangue arterial) e impede a reinalação através de válvulas unidirecionais.

REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE/ANVISA

Nome Técnico: Circuitos Respiratórios

Nome Comercial e Número de Registro no Ministério da Saúde/ANVISA:

- Máscara com Reservatório Não Reinalação e Alta Concentração Haoxi: 82353599006
- Máscara com Reservatório Não Reinalação e Alta Concentração Haoxi IMP: 82353599048

Responsável Técnico: Sibila de Carvalho Arruda – CRF/SP: 106904

APRESENTAÇÃO

As Máscaras com Reservatório Não Reinalação e Alta Concentração Haoxi estão disponíveis em diferentes modelos:

CÓDIGO	PRODUTO	REGISTRO
MR3111	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL	82353599008
MR3111-IM	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO INFANTIL - IM	82353599048
MR3212	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO	82353599008
MR3212-IM	MÁSCARA COM RESERVATÓRIO NÃO REINALAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO - IM	82353599048

PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS



Leia atentamente este manual antes de utilizar o equipamento.

Ao seguir estas instruções, você garante a segurança do paciente, do operador e a durabilidade do equipamento.

Uso exclusivo por profissionais de saúde: O produto deve ser operado exclusivamente por profissionais de saúde devidamente treinados e qualificados.

Instalação correta: Certifique-se de que as partes do produto estejam conectadas corretamente, e que o modelo (adulto e infantil) escolhido corresponde às dimensões do paciente, conforme as instruções deste manual.

Verificação de vazamentos: Antes da utilização, verifique cuidadosamente se o kit apresenta possível vazamento, através de alguma parte que esteja rasgada ou furada. Um vazamento pode comprometer a eficácia do tratamento e gerar riscos ao paciente.

Substâncias incompatíveis: A exposição do produto com óleo, graxa, hidrocarbonetos, solventes orgânicos e produtos químicos corrosivos, podem danificar o equipamento, além de causar incêndio ou explosão. Resíduos nas mãos de cremes corporais e/ou margarina/manteiga também podem causar as mesmas consequências, caso esteja sendo utilizado perto do uso de gases medicinais.

Limpeza e desinfecção: Se o produto se encontrar na embalagem original, estará pronto para o uso. Caso contrário, descarte-o.



Esterilização: Este produto pode ser **ESTÉRIL ou NÃO** e **NÃO deve ser submetido à Autoclave ou Termodesinfectora**, pois contém componentes sensíveis ao calor e umidade, danificando-o irreversivelmente.

Se o produto estiver danificado, descarte-o imediatamente e substitua por um novo.

INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO E USO


Preparação para o Uso

Limpeza e Inspeção:

- Antes do uso, certifique-se de que a Máscara esteja completamente limpa e seca.
- Inspecione visualmente o produto em busca de danos, rasgos, vazamentos ou obstruções em suas conexões.
- Verifique se todos os componentes estão conectados corretamente e em bom estado de funcionamento.

Procedimento de Uso

- Conecte a mangueira na fonte de Oxigênio (rede de gás de O₂ ou cilindro de O₂).
- Conecte a outra extremidade no tubo da máscara.
- Programe o fluxo de Oxigênio conforme prescrição médica.
- Posicione a máscara sobre o nariz e a boca do paciente, ajustando a peça nasal de metal levemente.
- Ajuste as tiras elásticas para garantir um encaixe onde não haja espaços entre a máscara e o rosto do paciente, evitando vazamentos e maximizando a eficácia do tratamento.
- O ajuste das tiras elásticas não deve causar desconforto ao paciente, porém deve garantir um selamento adequado.



LIMPEZA E DESINFECÇÃO/ESTERILIZAÇÃO

Produtos MR3111 e MR3212 **NÃO SÃO ESTÉREIS**.

Produtos MR3111-IM e MR3212-IM **SÃO ESTÉREIS** (em Óxido de etileno - ETO/OE).

Estando em sua embalagem original, estará pronto para o uso.

De **USO ÚNICO**, devendo ser descartado após o uso.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

A vida útil do produto pode ser afetada por condições de armazenamento e transporte inadequadas, invalidando sua garantia.

Ao seguir estas recomendações, você garantirá a integridade do produto durante o armazenamento e o transporte, assegurando sua qualidade e segurança para o uso.

- Transportar e Armazenar com cuidado, evitando quedas e choque mecânicos, garantindo a integridade da embalagem original.
- Guardar em local limpo, seco e fresco.
- Temperatura ambiente: -5°C até 50°C.
- Umidade Relativa: 10% até 95% não condensável. A umidade excessiva pode causar corrosão, mofo ou deterioração do produto.
- Rotulagem: Mantenha as etiquetas originais do produto intactas e legíveis para facilitar a identificação e o controle do estoque.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA

Este produto não é passível de corretiva, sendo necessária a substituição imediata caso encontre algum dano.

De **USO ÚNICO**, devendo ser descartado após o uso.

Inspeção:

- Visual: Realize inspeções visuais para verificar a presença de danos, furos ou outros sinais de desgaste.
- ❖ **Este produto não é passível de corretiva.**
- ❖ **Não tente realizar reparos no produto por conta própria.**
- ❖ **Siga rigorosamente as instruções do fabricante.**
- ❖ **Não utilize o produto caso este esteja danificado, descarte-o e substitua por um novo.**

DESCARTE DO PRODUTO

Garantindo a Higiene e Segurança, conforme a RDC vigente, siga as orientações abaixo para o descarte correto deste produto:

Primeiramente, separe o produto de outros tipos de resíduos, especialmente daqueles que podem ser contaminados por agentes biológicos.



- **Embalagem:** Descarte a embalagem do produto em um coletor de lixo reciclável, por se tratar de plástico e papelão.



- **Componentes eletrônicos:** Se o produto contiver componentes eletrônicos, verifique a existência de programas de coleta e reciclagem em sua região.



- **Produto médico:** este produto **NÃO PODE** ser descartado em lixo comum ao final de sua vida útil, devido risco de contaminação por agentes biológicos.

TERMO DE GARANTIA

Adquirindo um produto do Grupo Haoxi, você adquire segurança e confiabilidade. Todos os nossos equipamentos são fabricados com alta qualidade e possuem garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação, conforme a legislação vigente, a partir da emissão da Nota Fiscal pela Rioxi / Haoxi. E para produtos adquiridos em Revendas, o prazo é de 3 meses a partir da Nota Fiscal emitida pelo Revendedor, mesmo que exceda os 12 meses da primeira Nota Fiscal emitida pela Rioxi / Haoxi ao Revendedor.

O que não está coberto pela garantia:

- Danos causados por acidentes, uso inadequado ou alterações realizadas por pessoas não autorizadas pela Rioxi.
- Produtos sem a apresentação da nota fiscal original.

Como solicitar o serviço de garantia:

Para solicitar o serviço de garantia, entre em contato com a Rioxi ou com um representante autorizado, apresentando a nota fiscal de compra e o número do lote do produto.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição da Máscara:

- Máscara: Policloreto de Vinila (PVC).
- Tira elástica: Elastano.
- Reservatório: Policloreto de Vinila (PVC).
 - Adulto: 1.000 ml
 - Pediátrico: 600 ou 800 ml, conforme disponibilidade
- Conector do Reservatório: Polipropileno (PP).
- Extensão (tubo de O2): Policloreto de Vinila (PVC).
- Produto atendendo as Normas:
 - ABNT NBR ISO 14971
 - ABNT NBR ISO 13485
 - ANVISA RDC nº 665/2022

FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

Modelo Importado:

FABRICADO POR:

Nanchang Kanghua HealthMaterials Co., Ltd.
Moonlight Road Medical Device Technology Park, Jinxian Nanchang 331700 Jiangxi China

PORTADOR DO REGISTRO:

Rioxi Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares LTDA - HAOXI
CNPJ: 41.621.496/0001-06 – I.E.: 131.018.686.111 – AFE ANVISA nº: 8.23.535-9

CONTATO:

Rua Anhembí, 80 – Jardim Caravelas – São Paulo/SP – CEP: 04728-010
Fone: +55 (11) 5642-0004 – www.haoxi.com.br

Modelo Nacional:

FABRICADO E DISTRIBUÍDO POR:

Rioxi Ind. Com. Imp. e Exp. de Equipamentos Hospitalares LTDA - HAOXI
CNPJ: 41.621.496/0001-06 – I.E.: 131.018.686.111 – AFE ANVISA nº: 8.23.535-9

CONTATO:

Rua Anhembí, 80 – Jardim Caravelas – São Paulo/SP – CEP: 04728-010
Fone: +55 (11) 5642-0004 – www.haoxi.com.br