





REFERÊNCIA NO MERCADO HOSPITALAR

Localizada na cidade de São Paulo, há mais de 20 anos, a Haoxi atua no mercado hospitalar oferecendo produtos para diversas áreas médicas.

A Haoxi é referência no mercado hospitalar, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços especializados em diversas áreas médicas essenciais. Seja você um profissional da saúde ou um paciente, a Haoxi está aqui para atender às suas necessidades em Oxigenoterapia, Cardiologia, Gasoterapia, Anestesia, Resgate e Home Care. Conte conosco para fornecer soluções de alta qualidade que fazem a diferença na sua jornada de cuidados médicos.



COMERCIALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

A Haoxi comercializa seus produtos em todo o território nacional e exporta para diversos países. Possuímos o certificado de **Qualificação para Exportação – PEIEX**, emitido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex – Brasil e Núcleo São Paulo – FECAP.

QUALIDADE CERTIFICADA

A Haoxi possui a certificação **ISO 9001**, que garante a melhoria contínua dos processos e maior satisfação dos clientes. A Rioxi, fábrica de propriedade da Haoxi, possui a certificação **ISO 13485**, destacando a prioridade em qualidade e segurança dos produtos. Ambas as certificações reconhecem o compromisso da empresa com a excelência.





FLUXÔMETRO ENGATE ABNT

FL2401 0-15 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2404 0-15 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

FL2410 0-30 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

FL2411 0-30 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

82353590002



FLUXÔMETRO ENGATE ABNT

FL2423 0-3 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2433 0-3 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

82353590002



FLUXÔMETRO ENGATE ABNT

FL2424 0-5 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2434 0-5 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

82353590002



TP1100 Tampão protetor rosca - Oxigênio

TP1111 Tampão protetor rosca - Ar Comprimido



BICO DE SAÍDA PARA FLUXÔMETRO

FL2631 OXIGÊNIO - PLÁSTICO

FL2632 AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO

FL2633 OXIGÊNIO - METAL

FL2634 AR COMPRIMIDO - METAL

82353590002



FIXA PARA CILINDRO

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

VC5805 1 SAÍDA DE OXIGÊNIO

VC5807 1 SAÍDA DE ÓXIDO NITROSO

VC5808 1 SAÍDA DE GÁS CARBÔNICO

VC5809 1 SAÍDA DE AR COMPRIMIDO

82353590004

VC5812 2 SAÍDAS DE OXIGÊNIO

VC5813 2 SAÍDAS DE AR COMPRIMIDO

82353590003



VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO

VC5820 OXIGÊNIO

VC5823 AR COMPRIMIDO

82353590003



PARA CILINDRO

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM 2 RELÓGIOS AJUSTÁVEIS

VC5829 OXIGÊNIO

VC5830 AR COMPRIMIDO

VC5831 ÓXIDO NITROSO

VC5832 GÁS CARBÔNICO

VC5833 NITROGÊNIO

82353590004



PARA CILINDRO

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO

VC5850 OXIGÊNIO

VC5851 AR COMPRIMIDO

VC5852 ÓXIDO NITROSO

VC5853 GÁS CARBÔNICO

VC5854 NITROGÊNIO

82353590004



PARA REDE CANALIZADA

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

VR6015 COM ENGATE ABNT - OXIGÊNIO

VR6016 COM ENGATE ABNT - AR COMPRIMIDO

82353590004

PARA REDE CANALIZADA

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

VR6017 COM ENGATE ABNT - ÓXIDO NITROSO

VR6018 COM ENGATE ABNT - GÁS CARBÔNICO

VR6019 COM ENGATE ABNT - NITROGÊNIO

82353590004



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0448 FRASCO DE PLÁSTICO 500ML - OXIGÊNIO

AS0449 FRASCO DE PLÁSTICO 500ML - AR COMPRIMIDO

ENGATE ABNT

82353590023



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0451 FRASCO DE VIDRO 500ML - AR COMPRIMIDO

AS0452 FRASCO DE VIDRO 500ML - OXIGÊNIO

ENGATE ABNT

82353590012



VACUÔMETRO

AS0450 FRASCO DE PLÁSTICO 500ML

AS0453 FRASCO DE VIDRO 500ML

AS0456 FRASCO DE POLIPROPILENO 300ML

ENGATE ABNT

82353590001



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI 300ML

AS0454 FRASCO DE POLIPROPILENO - AR COMPRIMIDO

AS0455 FRASCO DE POLIPROPILENO - OXIGÊNIO

ENGATE ABNT

82353590024



AS0459 TAMPA DE VACUÔMETRO

AS0460 TAMPA DE VACUÔMETRO COM TAMPÃO

AS0470 TAMPÃO

82353590001



ANEL O'RING

OR0012 PARA TAMPA DE ASPIRADOR POLIPROPILENO

OR0003 PARA TAMPA ASPIRADOR VIDRO

OR0010 PARA PINO DE IMPACTO

OR0011 PARA AGULHA RECARTEILHADA

OR2300 PARA BASE ALUMÍNIO JARRA

OR0031 PARA BICO DE OXIGÊNIO

OR0004 PARA BICO DE AR COMPRIMIDO

OR0006 PARA BICO DE ÓXIDO NITROSO

OR0007 PARA BICO DE VÁCUO

OR0005 PARA BILHA DE FLUXÔMETRO



**PAINEL DE ALARME
PL4708 OXIGÊNIO**

82353590008



**PAINEL DE ALARME
PL4709 AR COMPRIMIDO**

82353590008



**PAINEL DE ALARME
PL4710 VÁCUO**

82353590008



**PAINEL DE ALARME
PL4711 ÓXIDO NITROSO**

82353590008



82353590015

POSTO PAREDE

PP4801 OXIGÊNIO

PP4802 AR COMPRIMIDO

PP4803 ÓXIDO NITROSO

PP4804 VÁCUO

PP4808 GÁS CARBÔNICO

EXTERNO

PP4805 OXIGÊNIO

PP4806 AR COMPRIMIDO

PP4807 GÁS CARBÔNICO

PP4809 ÓXIDO NITROSO

PP4810 VÁCUO

INTERNO



**CJ1008 CONJUNTO DE
OXIGENAÇÃO E ASPIRAÇÃO
PARA AMBULÂNCIA**



TORNEIRA FLECHA SEM PINO DE IMPACTO

TF5309 OXIGÊNIO

TF5310 VÁCUO

TF5311 AR COMPRIMIDO

TF5312 ÓXIDO NITROSO

82353590006



TORNEIRA FLECHA COM PINO DE IMPACTO

TF5315 OXIGÊNIO

TF5316 AR COMPRIMIDO

TF5317 VÁCUO

TF5319 ÓXIDO NITROSO

82353590006





TOMADA DUPLA DE NYLON


TD5200 3 NIPLES - OXIGÊNIO

TD5201 OXIGÊNIO

TD5202 AR COMPRIMIDO

TD5203 VÁCUO

82353590005



TOMADA DUPLA DE ALUMÍNIO

TD5231 OXIGÊNIO

TD5232 AR COMPRIMIDO

TD5233 VÁCUO

82353590005




TOMADA TRIPLA DE ALUMÍNIO

TT5605 OXIGÊNIO

TT5606 AR COMPRIMIDO

82353590005



PROLONGADOR BORBOLETA X NIPLE

PR0100 7 CM - OXIGÊNIO

PR0101 8 CM - AR COMPRIMIDO

PR0103 10 CM - OXIGÊNIO

PR0102 12 CM - AR COMPRIMIDO

82353590029



ADAPTADOR AR COMPRIMIDO PARA OXIGÊNIO

AD0002 BORBOLETA

AD0003 ALUMÍNIO

82353599042



1 METRO

EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO

EX2105 OXIGÊNIO

EX2111 AR COMPRIMIDO

EX2117 VÁCUO

EX2123 ÓXIDO NITROSO

82353599005

3 METROS

EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO

EX2107 OXIGÊNIO

EX2113 AR COMPRIMIDO

EX2119 VÁCUO

EX2125 ÓXIDO NITROSO

82353599005

5 METROS

EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO

EX2109 OXIGÊNIO

EX2115 AR COMPRIMIDO

EX2121 VÁCUO

EX2127 ÓXIDO NITROSO

82353599005



MANGUEIRA DE 7 METROS ESPIRAL EM NYLON

PI2290 PISTOLA DE NYLON COM BICO LONGO

PI2292 PISTOLA DE ALUMÍNIO COM BICO LONGO

 82353590030

 82353590034



MANGUEIRA DE 7 METROS EM NYLON

PI2287 COM PISTOLA DE ALUMÍNIO COM BICO CURTO

PI2289 COM PISTOLA DE NYLON COM BICO LONGO

PI2291 COM PISTOLA DE ALUMÍNIO COM BICO LONGO

 82353590033

 82353590032

 82353590033



MANUAL CILINDRO

CENTRAL MANIFOLD COM CHICOTE 1,2 METRO AÇO FLEXÍVEL

CM13000 OXIGÊNIO 1+1

CM14000 AR COMPRIMIDO 1+1

CM18000 OXIGÊNIO 2+2

CM19000 AR COMPRIMIDO 2+2



MANGUEIRA/CHICOTE DE AÇO FLEXÍVEL

CA1201 AR COMPRIMIDO - 1,2 METRO

CA1200 OXIGÊNIO - 1,2 METRO

CONSULTE OUTROS GASES E TAMANHOS



MANGUEIRA/CHICOTE AÇO FLEXÍVEL PARA CO2

CL0933 1,5 METRO

CL0913 3 METROS

CL0936 2 METROS

CL0915 5 METROS

CONEXÃO COMPATÍVEL STORZ/STRYKER X CO2 ABNT



MANGUEIRA/CHICOTE AÇO FLEXÍVEL PARA CO2

CL0914 5 METROS

CONEXÃO COMPATÍVEL STORZ/STRYKER NOS DOIS LADOS



MANGUEIRA/CHICOTE AÇO FLEXÍVEL PARA CO2

CL0944 1,5 METRO

CL0974 3 METROS

CL0956 2 METROS

CL1010 5 METROS

CONEXÃO COMPATÍVEL STORZ/STRYKER X PORCA E CABO CO2 PARA CILINDRO

LINHA DE ENGATE RÁPIDO AFNOR



FLUXÔMETRO

FL2402 0-15 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2406 0-15 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

82353590002



ADAPTADOR ABNT ENGATE RÁPIDO

AD1010 OXIGÊNIO

AD2020 AR COMPRIMIDO

AD3030 VÁCUO

AD4040 ÓXIDO NITROSO

82353599042



82353590004

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA COM ENGATE RÁPIDO AFNOR

VR6030 OXIGÊNIO

VR6035 AR COMPRIMIDO

VR6040 ÓXIDO NITROSO

LINHA DE ENGATE RÁPIDO AFNOR



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0466 FRASCO DE POLIPROPILENO - AR COMPRIMIDO

AS0484 FRASCO DE POLIPROPILENO - OXIGÊNIO

82353590024



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0482 FRASCO DE PVC - OXIGÊNIO

AS0464 FRASCO DE PVC - AR COMPRIMIDO

AS0465 FRASCO DE VIDRO - AR COMPRIMIDO

AS0483 FRASCO DE VIDRO - OXIGÊNIO

82353590023

82353590012



VACUÔMETRO

AS0471 FRASCO DE VIDRO 500ML

AS0472 FRASCO DE PLÁSTICO 500ML

AS0473 FRASCO DE POLIPROPILENO

82353590001



AS0447 TAMPA DE VACUÔMETRO

AS0475 TAMPA DE VACUÔMETRO COM TAMPÃO

82353590001

LINHA DE ENGATE RÁPIDO AFNOR



EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO AFNOR

EX2175 OXIGÊNIO 1 METRO

EX2171 OXIGÊNIO 3 METROS

EX2180 OXIGÊNIO 5 METROS

82353599005



EXTENSÃO DE NYLON TRANÇADO AFNOR

EX2176 AR COMPRIMIDO 1 METRO

EX2172 AR COMPRIMIDO 3 METROS

EX2181 AR COMPRIMIDO 5 METROS

82353599005



TOMADA DUPLA COM ENGATE RÁPIDO AFNOR

TD5250 OXIGÊNIO COM SAÍDA AFNOR

TD5251 AR COMPRIMIDO COM SAÍDA AFNOR

TD5252 VÁCUO COM SAÍDA AFNOR

82353590027



TOMADA DUPLA COM ENGATE RÁPIDO AFNOR

TD5205 OXIGÊNIO COM SAÍDA ABNT

TD5206 AR COMPRIMIDO COM SAÍDA ABNT

82353590005



CONEXÕES T LATÃO

CO0071 3 LADOS BICO 6MM
CO0072 3 LADOS BICO 8MM
CO0070 3 LADOS BICO 10MM



CONEXÕES T ROSCA NIPLE

CO1278 BICO 6MM - ROSCA 1/8



CONEXÕES COTOVELO ROSCA TARUGO

CO0066 6MM ROSCA 1/4
CO0102 8MM ROSCA 1/4



CONEXÕES COTOVELO ROSCA NIPLE

CO0068 6MM ROSCA 1/8
CO0101 8MM ROSCA 1/8
CO0069 10MM ROSCA 1/8



PP4812 TARUGO EXTERNO

NI4214 PINO DE IMPACTO COM MOLA E O'RING

PP4811 TARUGO INTERNO



NIPLE PARA PAINEL COM BICO ESCALONADO DE 6 MM

NI4222 OXIGÊNIO
NI4223 AR COMPRIMIDO
NI4224 VÁCUO
NI4225 ÓXIDO NITROSO



NIPLE PARA POSTO PAREDE

NI4202 OXIGÊNIO
NI4203 AR COMPRIMIDO
NI4204 ÓXIDO NITROSO
NI4205 VÁCUO



NIPLE PARA PAINEL

NI4215 OXIGÊNIO
NI4216 AR COMPRIMIDO
NI4217 VÁCUO
NI4218 ÓXIDO NITROSO



CONEXÃO COTOVELO TARUGO

CO7111 6MM X ROSCA 1/4
CO7200 8MM X ROSCA 1/4
CO7115 10MM X ROSCA 1/4



CONEXÃO COTOVELO NIPLE

CO7116 6MM X ROSCA 1/8
CO7199 8MM X ROSCA 1/8
CO7114 10MM X ROSCA 1/8



CONEXÃO T ROSCA NIPLE

CO7117 6MM ROSCA 1/8
CO6709 8MM ROSCA 1/8
CO6714 10MM ROSCA 1/8



CONEXÃO T ROSCA TARUGO

CO6713 6MM ROSCA 1/4
CO6710 8MM ROSCA 1/4
CO1367 10MM ROSCA 1/4



CONEXÃO T

CO6715 3 LADOS 6MM
CO6740 3 LADOS 8MM
CO6716 3 LADOS 10MM



CONEXÃO CRUZETA

CO6719 4 LADOS 6MM

CIRCUITO PARA PAINEL RÉGUA AMBULÂNCIA

Qualidade e Segurança na Montagem de Ambulâncias

O **Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância** é indicado para distribuir a rede de gases medicinais em pontos de apoio aos materiais e equipamentos auxiliares em diversos ambientes. As principais áreas de aplicação do Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância destes produtos são: Hospitais, Clínicas, Centros cirúrgicos, Ambulatórios, UTI e Ambulância.

Com o Circuito Haoxi, você pode escolher quantidade de pontos.



PA4614 3 PONTOS DE AR



PA4606 2 PONTOS DE AR



PA4601 1 PONTO DE AR



PA4613 3 PONTOS DE OXIGÊNIO



PA4608 2 PONTOS DE OXIGÊNIO



PA4609 1 PONTO DE OXIGÊNIO

82353590025

Composição

- Conexão de entrada (Niple): Latão cromado
- Conexão de saída (Niple): Latão cromado
- Tarugo: Latão; • Tubo para gases: Poliuretano (PU)

Válvula de Impacto

- Pino: Latão
- Mola: Aço inoxidável
- Anel O'ring: Borracha nitrílica

Especificações Técnicas

- Comprimento: varia de acordo com a quantidade de pontos.



PAINEL MODULAR

Qualidade e Segurança para Ambientes Hospitalares

Transforme o seu ambiente hospitalar com nossos **Painéis Modulares Sob Medida!** Projetados para otimizar espaço, garantir organização e facilitar o acesso a gases medicinais e equipamentos, nossos painéis oferecem segurança, eficiência e personalização conforme a necessidade da sua instituição.

82353590036



Fabricados com materiais de alta durabilidade e design inteligente, eles reduzem o tempo de instalação e proporcionam um ambiente mais moderno e funcional.




Com o painel modular Haoxi, você pode escolher:

- Composição dos gases
- Quantidade de pontos, conforme os modelos disponíveis.

Incluir opcionais como:

- Foco de luz com braço articulável
- Interruptores para luz de teto
- Luminárias direta e indireta
- Ponto para chamada de enfermagem
- Ponto de lógica (RJ45)
- Suporte para bomba de infusão
- Suporte de soro

82353590036



PAINEL RÉGUA

Qualidade e Segurança na Montagem de Ambulâncias.

O **Painel Régua Haoxi** é indispensável na infraestrutura de um Hospital, Ambulância, Posto de Saúde e Clínicas, pois fornece os gases medicinais aos pacientes de forma segura e eficiente. Geralmente instalado em Ambulâncias, nas paredes dos quartos hospitalares, salas cirúrgicas, UTIs e outras áreas onde a administração de gases é necessária.

PA4644 Quadrupla - Oxigênio e Ar Comprimido

82353590037



PA4632 Duplo Oxigênio



Com o Painel Régua Haoxi, você pode escolher a composição dos gases e a quantidade de pontos.

PA4633 Duplo Ar Comprimido



PA4635 Triplo Oxigênio



PA4636 Triplo Ar Comprimido



As régua são recomendadas para aumentar o número de pontos de consumo, atendendo às demandas de instalações centralizadas de gases medicinais. Elas permitem a conexão de equipamentos e dispositivos médicos em ambientes como salas de inaloterapia, ambulatorios, clínicas e ambulâncias.

82353590037

TUBO DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO

82353599033


60 Shore

CÓDIGO	MEDIDAS
TS0200	ø 3,00 x 5,00 mm
TS0201	ø 4,00 x 8,00 mm
TS0202	ø 5,00 x 10,00 mm
TS0205	ø 8,00 x 11,50 mm
TS0206	ø 8,00 x 12,80 mm
TS0207	ø 8,00 x 14,00 mm
TS0208	ø 9,50 x 14,60 mm
TS0209	ø 12,00 x 17,00 mm
TS0210	ø 12,00 x 18,50 mm
TS2551	ø 5,00 x 11,00 mm
TS2553	ø 1,50 x 3,50 mm
TS2555	ø 3,00 x 6,00 mm
TS2556	ø 6,00 x 10,00 mm
TS2559	ø 6,00 x 12,00 mm
TS2560	ø 9,5 x 16,50 mm
TS2554	ø 25,00 x 29,00 mm

60 Shore

CÓDIGO	MEDIDAS
TS2601	ø 3,00 x 6,00 mm
TS2602	ø 9,50 x 16,50 mm
TS2603	ø 6,00 x 10,00 mm
TS2604	ø 14,6 x 9,5 mm
TS2608	ø 14 x 8 mm

Exemplo de medição



CL0925 CARRINHO DE AÇO PARA CILINDRO DE AÇO 50 LITROS COM 2 RODAS BORRACHA E 2 RODÍZIOS



CL0920 CARRINHO DE AÇO COM ANEL PARA CILINDRO DE ALUMÍNIO



CL0980 CARRINHO DE AÇO PARA 2 CILINDROS DE ALUMÍNIO



CL0909 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO AÇO 7 LITROS MODELO ANEL



AUTOCLAVÁVEL

500ml

MACRONEBULIZADOR

MN3804 OXIGÊNIO COM HASTE LONGA

82353599024



MACRONEBULIZADOR

MN3814 AQUECIDO MICROPROCESSADO



AQUECEDOR

MN3818 MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA

AQUECEDOR MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA COM:

- CN1118** MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO AQUECIDO, TRAQUEIA DE SILICONE (1,2 METRO) E MÁSCARA FACIAL - ADULTO
- CN1119** MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO AQUECIDO, TRAQUEIA DE SILICONE (1,2 METRO) E MÁSCARA FACIAL - INFANTIL

82353599024



AUTOCLAVÁVEL
500ml

MACRONEBULIZADOR

MN3802 OXIGÊNIO

MN3816 AR COMPRIMIDO

82353599024



MACRONEBULIZADOR COM TRAQUEIA E MÁSCARA

CN1112 TRAQUEIA DE SILICONE 22X1200MM E MÁSCARA ADULTO - OXIGÊNIO

CN1113 TRAQUEIA DE SILICONE 15X1200MM E MÁSCARA INFANTIL - OXIGÊNIO

CN1115 TRAQUEIA DE SILICONE 22X1200MM E MÁSCARA ADULTO - AR COMPRIMIDO

CN1116 TRAQUEIA DE SILICONE 15X1200MM E MÁSCARA INFANTIL - AR COMPRIMIDO

TRAQUEIA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL

82353599018

CN1130 TRAQUEIA DE PVC 1200MM E MÁSCARA ADULTO - OXIGÊNIO

CN1132 TRAQUEIA DE PVC 1200MM E MÁSCARA ADULTO - AR COMPRIMIDO

TRAQUEIA DE PVC

82353599017



UMIDIFICADOR

UM5705 FRASCO PLÁSTICO - OXIGÊNIO

UM5706 FRASCO PLÁSTICO - AR COMPRIMIDO

82353590019



UMIDIFICADOR COM ROSCA METAL

UM5711 ROSCA EM METAL E FRASCO PLÁSTICO - OXIGÊNIO

UM5712 ROSCA EM METAL E FRASCO PLÁSTICO - AR

82353590021



UMIDIFICADOR COM EXTENSÃO E MÁSCARA

UM5707 OXIGÊNIO

UM5708 AR COMPRIMIDO

82353590019



MÁSCARA PVC CLEAR CONFORT

MC1814 Nº 0 - RECÉM NATO MC1813 Nº 1 - PEDIÁTRICA
MC1812 Nº 2 - INFANTIL MC1811 Nº 3 - ADOLESCENTE
MC1810 Nº 4 - ADULTO M MC1809 Nº 5 - ADULTO G

☎ 82353599003



MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE

ML1027 1.0 REUTILIZÁVEL ML1028 1.5 REUTILIZÁVEL
ML1029 2.0 REUTILIZÁVEL ML1030 2.5 REUTILIZÁVEL

CONSULTE MAIS TAMANHOS REUTILIZÁVEIS E DE USO ÚNICO



PVC

MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA

MT4000 ADULTO MT4001 INFANTIL

☎ 82353599008



ADULTO



ADOLESCENTE
INFANTIL

MÁSCARA COXIM DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL

MI1840 ADULTO MI1841 ADOLESCENTE MI1842 INFANTIL

☎ 82353599004



MÁSCARA FACIAL DE PVC

MF3510 INFANTIL MF3511 ADULTO

☎ 82353599010



AUTOCLAVÁVEL

MÁSCARA COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE SILICONE

MS3915 Nº 3 MS3917 Nº 5

☎ 82353599004



MÁSCARA EM SILICONE

MS3912 N° 0 - PREMATURO

MS3913 N° 1 - NEONATAL

MS3914 N° 2 - INFANTIL

82353599004



MÁSCARA VNI EM SILICONE

MV0103 N° 3 - JUVENIL

MV0104 N° 4 - ADULTO MÉDIO

MV0105 N° 5 - ADULTO GRANDE

82353599004



MÁSCARA COM RESERVATÓRIO PVC, NÃO REINALAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO

MR3111 INFANTIL

MR3212 ADULTO

82353599006



MÁSCARA PVC DE INALAÇÃO

MI3613 ADULTO

MI3614 INFANTIL

82353599010



MICRONEBULIZADOR

MC3301 ADULTO - OXIGÊNIO

MC3302 INFANTIL - OXIGÊNIO

MC3303 ADULTO - AR COMPRIMIDO

MC3304 INFANTIL - AR COMPRIMIDO

82353599025



NEBULIZADOR PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO



BOLSA PRESSURIZADORA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL

BP1201 500 ML

BP1200 1,5 LITRO

82353599026



MÁSCARA VENTURI PVC

MV4110 ADULTO

MV4111 INFANTIL

82353599007

LÂMINA E CABO DE LARINGOSCÓPIO

80190010004

80190010005

80190010006

80190010007



LA2726 Lâmina curva convencional nº 0

LA2727 Lâmina curva convencional nº 1

LA2728 Lâmina curva convencional nº 2

LA2729 Lâmina curva convencional nº 3

LA2730 Lâmina curva convencional nº 4

LA2740 Lâmina curva convencional nº 5



LD2766

Lâmpada
LED 2.5V

LF2748 Lâmina curva fibra ótica nº 0

LF2749 Lâmina curva fibra ótica nº 1

LF2750 Lâmina curva fibra ótica nº 2

LF2751 Lâmina curva fibra ótica nº 3

LF2752 Lâmina curva fibra ótica nº 4

LF2742 Lâmina curva fibra ótica nº 5



LA2741 Lâmina reta convencional nº 00

LA2731 Lâmina reta convencional nº 0

LA2732 Lâmina reta convencional nº 1

LA2733 Lâmina reta convencional nº 2

LA2734 Lâmina reta convencional nº 3

LA2735 Lâmina reta convencional nº 4

LF2743 Lâmina reta fibra ótica nº 00

LF2753 Lâmina reta fibra ótica nº 0

LF2754 Lâmina reta fibra ótica nº 1

LF2755 Lâmina reta fibra ótica nº 2

LF2756 Lâmina reta fibra ótica nº 3

LF2757 Lâmina reta fibra ótica nº 4



LD2770 LÂMPADA
LED PARA CABO
DE FIBRA ÓTICA



FIBRA ÓTICA

LÂMINA RETA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

LF2799 Nº 00

LF2806 Nº 2

LF2804 Nº 0

LF2807 Nº 3

LF2805 Nº 1

LF2808 Nº 4

FIBRA ÓTICA

LÂMINA CURVA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA

LF2793 Nº 0

LF2796 Nº 3

LF2794 Nº 1

LF2797 Nº 4

LF2795 Nº 2

LF2798 Nº 5

LÂMINA E CABO DE LARINGOSCÓPIO



LF2767 Lâmina articulada flexível convencional nº 2
LF2768 Lâmina articulada flexível convencional nº 3
LF2769 Lâmina articulada flexível convencional nº 4



LF2763 Lâmina articulada flexível fibra ótica nº 2
LF2764 Lâmina articulada flexível fibra ótica nº 3
LF2765 Lâmina articulada flexível fibra ótica nº 4



LF2772 Lâmina embutida fibra ótica mega light nº 1
LF2773 Lâmina embutida fibra ótica mega light nº 2
LF2774 Lâmina embutida fibra ótica mega light nº 3
LF2775 Lâmina embutida fibra ótica mega light nº 4



LF2779 Lâmina embutida fibra ótica mega light flexível nº 1
LF2780 Lâmina embutida fibra ótica mega light flexível nº 2
LF2781 Lâmina embutida fibra ótica mega light flexível nº 3
LF2782 Lâmina embutida fibra ótica mega light flexível nº 4



LA2700 Cabo de laringoscópio convencional - Adulto
LA2701 Cabo de laringoscópio convencional - Infantil



LD2766
 Lâmpada
 LED 2.5V



LD2708 CABO DE LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA - ADULTO
LD2709 CABO DE LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA - INFANTIL
LF2791 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - MÉDIO ADULTO
BT1222 BATERIA ZINCO CARBO 3V NÃO RECARREGÁVEL

CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL



CIRCUITO RESPIRATÓRIO, 1 TRAQUEIA E 1 TUBO DE SILICONE DUPLO

CV1511 INFANTIL ESPECIAL

CV1512 ADULTO ESPECIAL

CV1513 RECÉM NATO ESPECIAL

82353599014

COMPATÍVEL OXYLOG



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM DRENOS E LINHA PROXIMAL

CV1501 ADULTO

CV1508 RECÉM NATO

CV1530 INFANTIL

82353599015



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM DRENOS E SEM LINHA PROXIMA

CV1510 RECÉM NATO CV1531 INFANTIL

CV1502 - ADULTO

82353599016



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM TRAQUEIAS

CV1551 2 TRAQUEIAS 22MMX1200MM + Y - ADULTO

CV1552 2 TRAQUEIAS 22MMX1500MM + Y - ADULTO

CV1553 2 TRAQUEIAS 22MMX1600MM + Y - ADULTO

82353599013




CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM 2 TRAQUEIAS ESPECIAIS E CONECTOR Y

CV1560 SIMILAR DRAGER - INFANTIL

CV1561 SIMILAR MAQUET - INFANTIL

82353599013



CIRCUITO RESPIRATÓRIO PARA ANESTESIA COM 3 TRAQUEIAS ESPECIAIS E Y RETO

CV1507 COM BALÃO DE SILICONE 2,3 LITROS - ADULTO

CV1564 COM BALÃO DE SILICONE 1 LITRO - INFANTIL

82353599023

CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL



CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL/NEONATAL

CV1562 COM 2 TRAQUEIAS 15MMX1200MM + Y

CV1580 COM 3 TRAQUEIAS 15MMX1200MM + Y

CV1581 COM 2 TRAQUEIAS 15MMX1500MM + Y

82353599013

82353599036




CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM 2 TRAQUEIAS ESPECIAIS E CONECTOR Y

CV1568 SIMILAR MAQUET - ADULTO

CV1569 SIMILAR DRAGER - ADULTO

82353599036



TS1081 ESPAÇO MORTO EM SILICONE 22MMX15MMX300MM

TS1079 ESPAÇO MORTO EM SILICONE 22MMX15MMX150MM

AUTOCLAVÁVEL

82353599030



DR1617 DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA CIRCUITOS

82353599001

AUTOCLAVÁVEL



CÂNULA GUEDEL

CG0800 Nº 000 - 40MM **CG0801** Nº 00 - 50MM

CG0802 Nº 0 - 60MM **CG0803** Nº 1 - 70MM

CG0804 Nº 2 - 80MM **CG0805** Nº 3 - 90MM

CG0806 Nº 4 - 100MM **CG0807** Nº 5 - 110MM

823535990035



FIO GUIA MANDRIL


MD3401 ADULTO SEM BOTÃO DE REGULAGEM

MD3402 INFANTIL SEM BOTÃO DE REGULAGEM

MD3403 ADULTO COM BOTÃO DE REGULAGEM

MD3404 INFANTIL COM BOTÃO DE REGULAGEM

823535990026



BRAÇO ARTICULADO

BR0490 BRAÇO COM DUAS ARTICULAÇÕES

BR1030 BRAÇO ARTICULADO COM TRÊS ARTICULAÇÕES

BR1040 BRAÇO ARTICULADO BRAÇO IV COMPATÍVEL IX 5

82353590010

BR1012 CONEXÃO PARA TRILHO



JARRA UMIDIFICADORA

JA2312 JARRA UMIDIFICADORA UNIVERSAL

82353599012




CIRCUITO RESPIRATÓRIO ESTÉRIL

CV5204 ADULTO 2 M

CV5205 ADULTO 3 M

CV5206 INFANTIL 2 M

CV5207 INFANTIL 3 M



CIRCUITO RESPIRATÓRIO ESTÉRIL

CV5201 ADULTO 3 M COM BALÃO 3L ESTÉRIL

CV5202 ADULTO 2 M COM BALÃO 3L ESTÉRIL

CV5203 PEDIÁTRICO 2 M COM BALÃO 1L ESTÉRIL



FILTRO RESPIRATÓRIO HMEF ESTÉRIL

FR2707 INFANTIL

FR2807 ADULTO



FR2607 FILTRO BACTERIANO/VIRAL
ELETROSTÁTICO ESTÉRIL

TRAQUEIA DE SILICONE PARA VENTILADOR E ANESTESIA

82353599002



CÓDIGO	O DA PONTEIRA	COMPRIMENTO
TS1050	15mm x 15mm	15mm x 150mm
TS1051	15mm x 15mm	15mm x 300mm
TS1052	15mm x 15mm	15mm x 400mm
TS1053	15mm x 15mm	15mm x 450mm
TS1054	15mm x 15mm	15mm x 600mm
TS1055	15mm x 15mm	15mm x 650mm
TS1056	15mm x 15mm	15mm x 700mm
TS1057	15mm x 15mm	15mm x 750mm
TS1065	15mm x 15mm	15mm x 800mm
TS1066	15mm x 15mm	15mm x 900mm
TS1058	15mm x 15mm	15mm x 1000mm
TS1059	15mm x 15mm	15mm x 1100mm
TS1060	15mm x 15mm	15mm x 1200mm
TS1061	15mm x 15mm	15mm x 1500mm
TS1062	15mm x 15mm	15mm x 1600mm
TS1063	15mm x 15mm	15mm x 1800mm
TS1064	15mm x 15mm	15mm x 2000mm
TS1078	15mm x 15mm	15mm x 3000mm



CÓDIGO	O DA PONTEIRA	COMPRIMENTO
TS1000	22mm x 22mm	22mm x 150mm
TS1001	22mm x 22mm	22mm x 300mm
TS1002	22mm x 22mm	22mm x 400mm
TS1003	22mm x 22mm	22mm x 450mm
TS1004	22mm x 22mm	22mm x 600mm
TS1005	22mm x 22mm	22mm x 650mm
TS1006	22mm x 22mm	22mm x 700mm
TS1007	22mm x 22mm	22mm x 750mm
TS5553	22mm x 22mm	22mm x 800mm
TS5514	22mm x 22mm	22mm x 900mm
TS1008	22mm x 22mm	22mm x 1000mm
TS1009	22mm x 22mm	22mm x 1100mm
TS1010	22mm x 22mm	22mm x 1200mm
TS1011	22mm x 22mm	22mm x 1500mm
TS1012	22mm x 22mm	22mm x 1600mm
TS1013	22mm x 22mm	22mm x 1800mm
TS1014	22mm x 22mm	22mm x 2000mm
TS1015	22mm x 22mm	22mm x 3000mm

TRAQUEIA ESPECIAL DE SILICONE PARA VENTILADOR E ANESTESIA



CÓDIGO	O DA PONTEIRA	COMPRIMENTO
TS1100	12mm x 12mm	12mm x 600mm
TS1101	12mm x 12mm	12mm x 800mm
TS1077	12mm x 12mm	12mm x 1000mm
TS1102	12mm x 12mm	12mm x 1100mm
TS1103	12mm x 12mm	12mm x 1200mm
TS1104	12mm x 12mm	12mm x 1500mm
TS1105	12mm x 12mm	12mm x 1600mm
TS1087	12mm x 12mm	12mm x 1800mm
TS1106	12mm x 12mm	12mm x 2000mm
TS1107	12mm x 12mm	12mm x 3000mm



CÓDIGO	O DA PONTEIRA	COMPRIMENTO
TS1116	22mm x 22mm	12mm x 600mm
TS1117	22mm x 22mm	12mm x 800mm
TS1118	22mm x 22mm	12mm x 1000mm
TS1119	22mm x 22mm	12mm x 1100mm
TS1120	22mm x 22mm	12mm x 1200mm
TS1085	22mm x 22mm	12mm x 1500mm
TS1112	22mm x 22mm	12mm x 1600mm
TS1113	22mm x 22mm	12mm x 1800mm
TS1123	22mm x 22mm	12mm x 2000mm
TS1124	22mm x 22mm	12mm x 3000mm



CÓDIGO	O DA PONTEIRA	COMPRIMENTO
TS1108	22mm x 12mm	12mm x 600mm
TS1109	22mm x 12mm	12mm x 800mm
TS1076	22mm x 12mm	12mm x 1000mm
TS1110	22mm x 12mm	12mm x 1100mm
TS1111	22mm x 12mm	12mm x 1200mm
TS1086	22mm x 12mm	12mm x 1500mm
TS1112	22mm x 12mm	12mm x 1600mm
TS1113	22mm x 12mm	12mm x 1800mm
TS1114	22mm x 12mm	12mm x 2000mm
TS1115	22mm x 12mm	12mm x 3000mm




CÓDIGO	O DA PONTEIRA	COMPRIMENTO
TS1125	22mm x 22mm	16mm x 600mm
TS1126	22mm x 22mm	16mm x 800mm
TS1070	22mm x 22mm	16mm x 1000mm
TS1127	22mm x 22mm	16mm x 1100mm
TS1128	22mm x 22mm	16mm x 1200mm
TS1071	22mm x 22mm	16mm x 1500mm
TS1129	22mm x 22mm	16mm x 1600mm
TS1072	22mm x 22mm	16mm x 1800mm
TS1130	22mm x 22mm	16mm x 2000mm
TS1131	22mm x 22mm	16mm x 3000mm


CONECTOR AUTOCLAVÁVEL

82353599001

Conector T



CO1100 ADULTO



CO1101 ADULTO ESPECIAL



CO1102 INFANTIL

Conector Reto



CO1200 ENTRADA LATERAL




CO1201 ENTRADA LATERAL




CO1203 ENTRADA LATERAL


Conector 90°



CO1300




CO1301




CO1302

Conector Y



CO1400 Y 90°
ADULTO



CO1420 Y SEM FURO
ADULTO




CO1407 Y 90° COM PINO METÁLICO
ADULTO


D.I. = Diâmetro Interno | D.E. = Diâmetro Externo

CONECTOR AUTOCLAVÁVEL


82353599001



CO1430 Y COM FURO ADULTO




CO1409 Y SEM FURO INFANTIL




CO1410 Y SEM FURO INFANTIL


Conector Y



CO1411 Y SEM FURO INFANTIL




CO1401 Y 90° SEM FURO INFANTIL




CO1440 Y 90° COM FURO INFANTIL


Conector Y



CO1510 ADULTO




CO1511 INFANTIL



CO1518

Conector Reto



CO1513



CO1514



CO1515

Conector Reto

D.I. = Diâmetro Interno | D.E. = Diâmetro Externo

CONECTOR AUTOCLAVÁVEL

82353599001

Conector L e Cepap



CO1810 CONECTOR L FINO
PARA LINHA PROXIMAL



CO1800 CONECTOR L GROSSO
PARA LINHA PROXIMAL



CO1500 CONECTOR
VÁLVULA CEPAP

Conector Reto



CO1700 CONECTOR
RETO PRESSÃO POSITIVA



CO0074 CONECTOR PARA TUBO
LISO/EXPIRAL APARELHO DE PRESSÃO



BC2010 CONECTOR
METÁLICO PARA TUBO

Conectores PNI



CO1263 CONECTOR
PLÁSTICO PNI UNIVERSAL



PP1266 METAL MACHO
COMPATÍVEL PNI PHILIPS



PP1267 METAL FÊMEA
COMPATÍVEL PNI PHILIPS

Conector Plástico



CO1298 CONECTOR PLÁSTICO
GE DATEX OHMEDA BP18



CO1299 CONECTOR PLÁSTICO
GE DATEX OHMEDA BP17



CO1264 CONECTOR BRANCO
SIMILAR GE/DIXTAL



BALÃO EM VINIL

BR0501 500 ML

BR0511 1 LITRO

BR0512 2 LITROS

BR0513 3 LITROS

82353599009



BALÃO DE SILICONE

BR0506 500 ML

BR0507 1 LITRO

BR0508 2 LITROS

BR0510 2,3 LITROS

BR0509 3 LITROS

82353599011



REANIMADOR MANUAL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL

AM0204 COM RESERVATÓRIO DE PVC 2,5 LITROS E MÁSCARA DE SILICONE Nº 5 - ADULTO

AM0205 COM RESERVATÓRIO DE PVC 600ML E MÁSCARA DE SILICONE Nº 2 - INFANTIL

AM0206 COM RESERVATÓRIO DE PVC 600ML E MÁSCARA DE SILICONE Nº 1- RECÉM NATO

82353599019

82353599020

REANIMADOR MANUAL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL

AM0210 COM RESERVATÓRIO DE SILICONE 2,3 LITROS E MÁSCARA Nº 5 - ADULTO GRANDE

AM0211 COM RESERVATÓRIO DE SILICONE 1L E MÁSCARA Nº 2 - INFANTIL

AM0212 COM RESERVATÓRIO DE SILICONE 500ML E MÁSCARA Nº 1 - RECÉM NATO



RESERVATÓRIO EM PVC

AM0214 ADULTO - 2,5 LITROS

AM0216 INFANTIL - 600 ML



VÁLVULA SUPERIOR BICO DE PATO

AM0234 ADULTO

AM0240 INFANTIL



EXTENSÃO PLÁSTICA

EP1934 2M COM BORBOLETA PARA AMBU

EP1936 2M PARA CATETER ESPECIAL



AM0300 VÁLVULA INFERIOR INTEGRADA



AM0279 MEMBRANA BICO DE PATO

AM0280 MEMBRANA FURO CENTRAL



VU5902 VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA SISTEMA BARAKA

AUTOCLAVÁVEL

82353599029



SISTEMA BARAKA

SA4900 BALÃO DE VINIL 500ML, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4901 BALÃO DE VINIL 1 LITRO, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4913-VINIL BALÃO DE VINIL 3 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

82353599022

SISTEMA BARAKA

SA4910 BALÃO DE SILICONE 500ML, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4911 BALÃO DE SILICONE 1 LITRO, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4912 BALÃO DE SILICONE 2,3 LITROS, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4914 BALÃO DE SILICONE 2 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

SA4915 BALÃO DE SILICONE 2,3 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

SA4913 BALÃO DE SILICONE 3 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

82353599029

82353599031



AUTOCLAVÁVEL



PRESILHA DE SILICONE PARA MÁSCARA DE ANESTESIA

PR0003 INFANTIL

PR0001 ADULTO

PR0002 GRANDE

82353599009

AUTOCLAVÁVEL



ESTETOSCÓPIO DE AÇO INOX DUPLO

ES2070 ADULTO **ES2071** PEDIÁTRICO

82353590016



ESTETOSCÓPIO DE METAL CROMADO

ES2012 PLANOSCÓPICO (SIMPLES) ADULTO

ES2013 PLANOSCÓPICO (SIMPLES) INFANTIL

ES2021 DUOSCÓPICO (DUPLO) ADULTO

ES2022 DUOSCÓPICO (DUPLO) INFANTIL

82353590038



ES2015 ESTETOSCÓPIO

MÚLTIPLO RAPPAPORT
QUINTUPLO FUNCIONAL



OT0001 OTOSCÓPIO COM 5 ESPÉCULOS
REFORÇADOS Nº 1, 2, 3, 4, 5 E LÂMPADA
RESERVA DE 2,5 VOLTS



OT4410 MINI OTOSCÓPIO COM 14 ESPÉCULOS
Nº 1 E 2 (4 REUTILIZÁVEIS /10 DESCARTÁVEIS)
E LÂMPADA DE 2,5 VOLTS



OT4400 OTOSCÓPIO COM 5
ESPÉCULOS Nº 1, 2, 3, 4, 5 E
LÂMPADA DE 2,5 VOLTS



AP0313 MODELO PARA MESA

AP0314 MODELO PARA PAREDE



AP0212 PEDESTAL COM RODÍZIO E BRAÇADEIRA DE FECHO VELCRO

AP0312 PEDESTAL COM RODÍZIO E BRAÇADEIRA DE FECHO METAL



SENSOR DE TEMPERATURA

ST4600 ESOFAGEAL RETAL **ST4602** PELE




BRAÇADEIRA CARDIOCLIP

EC1717 INFANTIL **EC1728** ADULTO



RN7898 RÉGUA DE NÍVEL PARA
PRESSÃO



TUBO EXTENSOR PNI

TE1040 2 VIAS 3 M COMP. DIXTAL/NOVAMETRIX - ADULTO/PEDIÁTRICO

TE1045 TUBO EXTENSOR PNI 1 VIAS 3 M COMP. PHILIPS - ADULTO/PEDIÁTRICO

TE1050 TUBO EXTENSOR PNI 1 VIAS 3 M COMP. SIEMENS/SPACELABS/MINDRAY/INSTRAMED

82353590028




BRAÇADEIRA 1 VIA NÃO REMOVÍVEL FREE LATEX

BF1005 RECÉM NATO **BF1009** INFANTIL **BF1008** ADULTO **BF1007** OBESO

BRAÇADEIRA 2 VIAS NÃO REMOVÍVEIS

BF1016 RECÉM NATO **BF1021** INFANTIL **BF1020** ADULTO **BF1019** OBESO



BRAÇADEIRA DE NYLON COM MANGUITO E FECHO VELCRO

AP1303 RECÉM NATO **AP1302** INFANTIL
AP0333 ADULTO **AP0385** OBESO



ELETRODO PRECORDIAL COM PERA FREE LATEX

EC1727 SILICONE - ADULTO **EC1729** SILICONE - INFANTIL



OX4366 OXÍMETRO DE DEDO COM CURVA PLETISMOGRÁFICA



AP0340 RELÓGIO ANEROIDE



AP0347 VÁLVULA DE CONTROLE



AP0346 PÊRA FREE LATEX

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL

CONECTOR



Modelo Clip



Modelo Y
























Clip Pediátrico






















Modelo Soft

BCI®		OX 112-A	OX 112-U	OX 112-P	OX 112-S
		OX 114-A	OX 114-U	OX 114-P	OX 114-S
		OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL
BIONET®		OX 198-A	OX 198-U	OX 198-P	OX 198-S
		OX 200-A	OX 200-U	OX 200-P	OX 200-S
CMOS DRAKE®		OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL
		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
CRITICARE®		OX 232-A	OX 232-U	OX 232-P	OX 232-S
		OX 234-A	OX 234-U	OX 234-P	OX 234-S
CRITIKON GE®		OX 214-A	OX 214-U	OX 214-P	OX 214-S
DATASCOPE®		OX 174-A	OX 174-U	OX 174-P	OX 174-S
		OX 216-A	OX 216-U	OX 216-P	OX 216-S
		OX 218-A	OX 218-U	OX 218-P	OX 218-S
		OX 242-A TEC. MASIMO	OX 242-U TEC. MASIMO	OX 242-P TEC. MASIMO	OX 242-S TEC. MASIMO
DRAGER® SIEMENS®		OX 189-A TEC. NELLCOR	OX 189-U TEC. NELLCOR	OX 189-P TEC. NELLCOR	OX 189-S TEC. NELLCOR





















SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL		CONECTOR		 Modelo Clip	 Modelo Y	 Clip Pediátrico	 Modelo Soft
DRAGER® SIEMENS®		OX 150-A TEC. NELLCOR	OX 150-U TEC. NELLCOR	OX 150-P TEC. NELLCOR	OX 150-S TEC. NELLCOR		
		OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX		
		OX 187-A TEC. OXIMAX	OX 187-U TEC. OXIMAX	OX 187-P TEC. OXIMAX	OX 187-S TEC. OXIMAX		
		OX 269-A TEC. MASIMO	OX 269-U TEC. MASIMO	OX 269-P TEC. MASIMO	OX 269-S TEC. MASIMO		
DATEX/GE®		OX 166-A	OX 166-U	OX 166-P	OX 166-S		
DIXTAL® NOVAMETRIX®		OX 204-A	OX 204-U	OX 204-P	OX 204-S		
		OX 206-A	OX 206-U	OX 206-P	OX 206-S		
ECAFIX® TRANSFORM®		OX 140-A	OX 140-U	OX 140-P	OX 140-S		
		OX 154-A TEC. NELLCOR	OX 154-U TEC. NELLCOR	OX 154-P TEC. NELLCOR	OX 154-S TEC. NELLCOR		
		OX 242-A TEC. MASIMO	OX 242-U TEC. MASIMO	OX 242-P TEC. MASIMO	OX 242-S TEC. MASIMO		
		OX 249-A	OX 249-U	OX 249-P	OX 249-S		
		OX 250-A	OX 250-U	OX 250-P	OX 250-S		
EMAI®		OX 112-A	OX 112-U	OX 112-P	OX 112-S		
		OX 114-A	OX 114-U	OX 114-P	OX 114-S		
		OX 115-A MX600 DIGITAL	OX 115-U MX600 DIGITAL	OX 115-P MX600 DIGITAL	OX 115-S MX600 DIGITAL		
GE® MARQUETTE® NELLCOR®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S		
		OX 180-A TEC. NELLCOR	OX 180-U TEC. NELLCOR	OX 180-P TEC. NELLCOR	OX 180-S TEC. NELLCOR		




















SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL		CONECTOR		 Modelo Clip	 Modelo Y	 Clip Pediátrico	 Modelo Soft
GE® MARQUETTE® NELLCOR® OXIMAX®		OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX		
GE® MARQUETTE®		OX 181-A TEC. OXIMAX	OX 181-U TEC. OXIMAX	OX 181-P TEC. OXIMAX	OX 181-S TEC. OXIMAX		
GE® MASIMO®		OX 244-A TEC. MASIMO	OX 244-U TEC. MASIMO	OX 244-P TEC. MASIMO	OX 244-S TEC. MASIMO		
GE® MARQUETTE®		OX 245-A TEC. OHMEDA	OX 245-U TEC. OHMEDA	OX 245-P TEC. OHMEDA	OX 245-S TEC. OHMEDA		
GE® TRUSAT®		OX 210-A	OX 210-U	OX 210-P	OX 210-S		
GE® TUFFSAT®		OX 212-A	OX 212-U	OX 212-P	OX 212-S		
HP® PHILIPS®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S		
		OX 168-A	OX 168-U	OX 168-P	OX 168-S		
		OX 170-A	OX 170-U	OX 170-P	OX 170-S		
INDUMED®		OX 172-A	OX 172-U	OX 172-P	OX 172-S		
		OX 174-A	OX 174-U	OX 174-P	OX 174-S		
INSTRAMED®		OX 112-A- INTRA	OX 112-U- INTRA	OX 112-P- INTRA	OX 112-S- INTRA		
		OX 124-A	OX 124-U	OX 124-P	OX 124-S		
K. TAKAOKA®		OX 126-A	OX 126-U	OX 126-P	OX 126-S		
		OX 128-A	OX 128-U	OX 128-P	OX 128-S		

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL		CONECTOR		 Modelo Clip	 Modelo Y	 Clip Pediátrico	 Modelo Soft
MASIMO®		OX 242-A	OX 242-U	OX 242-P	OX 242-S		
MINDRAY®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S		
		OX 184-A	OX 184-U	OX 184-P	OX 184-S		
		OX 174-A	OX 174-U	OX 174-P	OX 174-S		
		OX 294-A	OX 294-U	OX 294-P	OX 294-S		
		OX 295-A	OX 295-U	OX 295-P	OX 295-S		
		OX 297-A	OX 297-U	OX 297-P	OX 297-S		
NELLCOR®		OX 150-A TEC. NELLCOR	OX 150-U TEC. NELLCOR	OX 150-P TEC. NELLCOR	OX 150-S TEC. NELLCOR		
		OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX		
		OX 154-A TEC. NELLCOR	OX 154-U TEC. NELLCOR	OX 154-P TEC. NELLCOR	OX 154-S TEC. NELLCOR		
		OX 156-A TEC. OXIMAX	OX 156-U TEC. OXIMAX	OX 156-P TEC. OXIMAX	OX 156-S TEC. OXIMAX		
NEWMED®		OX 132-A	OX 132-U	OX 132-P	OX 132-S		
NIHON KOHDEN®		OX 220-A	OX 220-U	OX 220-P	OX 220-S		
		OX 219-A	OX 219-U	OX 219-P	OX 219-S		
NONIM®		OX 134-A	OX 134-U	OX 134-P	OX 134-S		
OMNIMED® GE®		OX 112-A TEC. BCI	OX 112-U TEC. BCI	OX 112-P TEC. BCI	OX 112-S TEC. BCI		

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL		CONECTOR		 Modelo Clip	 Modelo Y	 Clip Pediátrico	 Modelo Soft
OMNIMED® GE®		OX 136-A TEC. BCI	OX 136-U TEC. BCI	OX 136-P TEC.BCI	OX 136-S TEC.BCI		
		OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL		
		OX 130-A TEC. DIGITAL	OX 130-U TEC. DIGITAL	OX 130-P TEC. DIGITAL	OX 130-S TEC. DIGITAL		
		OX 150-A TEC. NELLCOR	OX 150-U TEC. NELLCOR	OX 150-P TEC. NELLCOR	OX 150-S TEC. NELLCOR		
		OX 154-A TEC. NELLCOR	OX 154-U TEC. NELLCOR	OX 154-P TEC. NELLCOR	OX 154-S TEC. NELLCOR		
		OX 156-A TEC. OXIMAX	OX 156-U TEC. OXIMAX	OX 156-P TEC. OXIMAX	OX 156-S TEC. OXIMAX		
		OX 242-A TEC. MASIMO	OX 242-U TEC. MASIMO	OX 242-P TEC. MASIMO	OX 242-S TEC. MASIMO		
		OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX		
PROLIFE®		OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL		
		OX 195-A TEC. DIGITAL	OX 195-U TEC. DIGITAL	OX 195-P TEC. DIGITAL	OX 195-S TEC. DIGITAL		
		OX 196-A TEC. OXIMAX	OX 196-U TEC. OXIMAX	OX 196-P TEC. OXIMAX	OX 196-S TEC. OXIMAX		
ROSSMAX®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S		
SIEMENS®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S		
		OX 188-A	OX 188-U	OX 188-P	OX 188-S		
		OX 189-A	OX 189-U	OX 189-P	OX 189-S		

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL

CONECTOR



Modelo Clip



Modelo Y



Clip Pediátrico



Modelo Soft

SPACELABS®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
		OX 192-A	OX 192-U	OX 192-P	OX 192-S
		OX 208-A	OX 208-U	OX 208-P	OX 208-S
TEB®		OX 152-A	OX 152-U	OX 152-P	OX 152-S
ZOLL®		OX 242-A	OX 242-U	OX 242-P	OX 242-S

CABO PACIENTE 10 VIAS

COMPATÍVEL



















CONECTOR

CÓDIGO

COMPATIBILIDADE

BIONET®		CP 1314		CARDIOCARE 2000	10 Vias
DIXTAL®		CP 1309		ECG ELETRO EP-3	10 Vias
		CP 1310		ECG ELETRO EP-12	10 Vias
EDAN®		CP 1024		ECG ELETRO	10 Vias
EMAI® TRANSMAI®		CP 1025		ECG ELETRO	10 Vias
GE® MARQUETTE®		CP 3206		ECG ELETRO	10 Vias
HP® PHILIPS®		CP 1322		ECG ELETRO	10 Vias
SHILLER AT-1®		CP 1321		ECG ELETRO	10 Vias













CABO PACIENTE 3 E 5 VIAS

COMPATÍVEL	CONECTOR	CÓDIGO	USO	COMPATIBILIDADE	
BCI®		CP 5013	Monitor	Autocorr plus / 3404 / Advisor	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Autocorr plus / 3404 / Advisor	5 Vias
BIONET®		CP 307	Monitor	B M 4 - 7	3 Vias
		CP 507	Monitor	B M 4 - 7	5 Vias
		CP C308	Monitor	B M - 3	3 Vias
		CP C508	Monitor	B M - 3	5 Vias
CMOS DRAKE®		CP 5035	cardioversor	Life 400 plus / mdk 2012	5 Vias
		CP 502-E	ECG - Eletro	ISO 2012	5 Vias
		CP 5023	Monitor	MDK 2000	3 Vias
		CP 5025	Monitor	MDK 2001	4 Vias
		CP 5025	Monitor	MDK 2007	5 Vias
		CP 5015	Monitor / Cardioversor	MDK 2010 / Vivo / Life 400 Plus Futura	5 Vias
CRITICARE®		CP 5013	Monitor	504 US / 507 US / 8100n Compass / 8500 Poet	3 Vias
		CP 5015	Monitor	504 US / 507 US / 8100n Compass / 8500 Poet	5 Vias
CRITIKON®		CP 5015	Monitor	Dinamap Plus	5 Vias
DATASCOPE®		CP 5013	Monitor	Passaport 2	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Passaport 2	5 Vias
DATEX® OHMEDA®		CP 5073	Monitor	Cardicap I / Cardicap II / Cardicap 555	3 Vias
		CP 5075	Monitor	Cardicap I / Cardicap II / Cardicap 555	5 Vias
DIXTAL®		CP 5013	Monitor	DX2010 / DX2021 / DX2022 / DX2023	3 Vias
		CP 5015	Monitor	DX2010 / DX2021 / DX2022 / DX2023	5 Vias
DRAGER®		CP 5013	Monitor	Infinity VistaXL/VitalERT 1000 VitalERT2000	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Infinity VistaXL/VitalERT 1000 VitalERT2000	5 Vias
ECAFIX® FUNBEC® TRANSFORM®		CP 5023	Monitor / Cardioversor	TC 50 / Tc500 / MCL-07 / Active Cardiovet	3 Vias
		CP 5025	Monitor / Cardioversor	TC 50 / Tc500 / MCL-07 / Active Cardiovet	5 Vias
		CP 502E	ECG-Eletro	ECG 5/6	5 Vias
		CP 505E	ECG-Eletro	ECG 3	3 Vias

CABO PACIENTE 3 E 5 VIAS

COMPATÍVEL	CONECTOR	CÓDIGO	USO	COMPATIBILIDADE	
EDAN®		CP 5013	Monitor	IM8 / IM9 / IM50 / IM80	3 Vias
		CP 5015	Monitor	IM8 / IM9 / IM50 / IM80	5 Vias
EMAI® TRANSMAI®		CP 5013	Monitor	RX 300 / MX 10 MX 20 / MX 300 MX 600	3 Vias
		CP 5015	Monitor	RX 300 / MX 20 / MX 300 MX 600	5 Vias
		CP 5023	Monitor	RX 10 / RX 20	3 Vias
		CP 5025	Monitor	RX 20	5 Vias
		CP 5015	ECG - Eletro	EX 01	5 Vias
GE® MARQUETTE®		CP C317	Monitor	Linha DASH / Linha CARESCAPE / Linha B	3 Vias
		CP C527	Monitor	Linha DASH / Linha CARESCAPE / Linha B	5 Vias
HP® PHILIPS®		CP 5093	Monitor	Viridia / Série: MP / Série: M	3 Vias
		CP 5095	Monitor	Viridia / Série: MP / Série: M	5 Vias
		CP C318	Monitor / Cardioversor	Cardioversor HP Codemaster	3 Vias
		CPC 528	Monitor / Cardioversor	Cardioversor HP Codemaster	5 Vias
		CPC 537-N	Monitor / Cardioversor	PHILIPS HEART START XL	5 Vias
		CPC 337-N	Monitor / Cardioversor	PHILIPS HEART START XL	3 Vias
INDUMED®		CP 5013	Monitor	Vital Line / Vital Wave / Vital Lite / MEC1000	3 Vias
		CP 5015			5 Vias
INSTRAMED®		CP 5013	Monitor	Cardiomax / Série: InMax	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Cardiomax / Série: InMax	5 Vias
		CP 5033	Monitor	Miniscope	3 Vias
INSTRAMED®		CP 5035	Monitor	Miniscope	5 Vias
		CP 5043	Monitor / Cardioversor	Miniscope HS 03	3 Vias
		CP 5045	Monitor / Cardioversor	Miniscope HS 03	5 Vias
K. TAKAKA®		CP 5013	Monitor	Cardiotak / Oxifast	3 Vias
		CP 5015			5 Vias
MINDRAY®		CP 5096	Monitor	IMAC 10/12	5 Vias
		CP 5013	Monitor	PM 7000 / PM 8000 / PM 9000	3 Vias
		CP 5015	Monitor	PM 7000 / PM 8000 / PM 9000	5 Vias
		CP 5093	Monitor	Beneview	3 Vias
		CP 5095	Monitor	Beneview	5 Vias
NIHON KOHDEN®		CP 354-N	Monitor	BSM 3562 / BSM 4113J / BSM 2351K	3 Vias

CABO PACIENTE 3 E 5 VIAS

COMPATÍVEL	CONECTOR	CÓDIGO	USO	COMPATIBILIDADE	
OMNIMED®		CP 5013	Monitor	Omni 600 / Omni 610 / Omni 612	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Omni 600 / Omni 610 / Omni 612	5 Vias
PHISIO CONTROL®		CP 5013	Monitor	Lifepak 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Lifepak 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	5 Vias
PRO LIFE®		CP 5013	Monitor	P5 - P10 - P12 - P15	3 Vias
		CP 5015	Monitor	P5 - P10 - P12 - P15	5 Vias
SIEMENS®		CP 5103	Monitor	SERIES: Sirecust	3 Vias
		CP 5105	Monitor	SERIES: Sirecust	5 Vias
TEB®		CP 5053	Monitor / Cardioversor	M 10 / CV10+	3 Vias
		CP 5055	Monitor / Cardioversor	M 10C / CV10+	5 Vias
ZOO L®		CP 5013	Monitor / Cardioversor	PD 1200 / PD 1400 PROPAG / SERIES	3 Vias
		CP 5015	Monitor / Cardioversor	PD 1200 / PD 1400 PROPAG / SERIES	5 Vias