

HAOXI

EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES



TECNOLOGIA, QUALIDADE E CONFIANÇA

Soluções que unem inovação, segurança e eficiência para os melhores resultados em cada atendimento.



Empresa Certificada

www.haoxi.com.br

+55 (11) 5642.0004



REFERÊNCIA NO MERCADO HOSPITALAR

Localizada na cidade de São Paulo, há mais de 20 anos, a Haoxi atua no mercado hospitalar oferecendo produtos para diversas áreas médicas.

A Haoxi é referência no mercado hospitalar, oferecendo uma ampla variedade de produtos e serviços especializados em diversas áreas médicas essenciais. Seja você um profissional da saúde ou um paciente, a Haoxi está aqui para atender às suas necessidades em Oxigenoterapia, Cardiologia, Gasoterapia, Anestesia, Resgate e Home Care. Conte conosco para fornecer soluções de alta qualidade que fazem a diferença na sua jornada de cuidados médicos.



COMERCIALIZAÇÃO NACIONAL E INTERNACIONAL

A Haoxi comercializa seus produtos em todo o território nacional e exporta para diversos países. Possuímos o certificado de **Qualificação para Exportação – PEIEX**, emitido pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex – Brasil e Núcleo São Paulo – FECAP.

EMPRESA CERTIFICADA

Para garantir a fabricação de qualidade garantida, a Haoxi possui a certificação **ISO 13485**, destacando a prioridade em qualidade e segurança dos produtos.

- As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas. A Haoxi reserva-se o direito de realizar alterações visando a melhoria contínua dos produtos sem aviso prévio.

FLUXÔMETROS



FLUXÔMETRO ENGATE ABNT

FL2401 0-15 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2404 0-15 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

FL2410 0-30 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

FL2411 0-30 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

82353590002



FLUXÔMETRO ENGATE ABNT

FL2423 0-3 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2433 0-3 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

FL2424 0-5 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2434 0-5 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

82353590002



FLUXÔMETRO ROSCA MACHO

FL2414 0-15 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2415 0-15 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

FL2416 0-30 LITROS P/MIN - ARGÔNIO

82353590002



TAMPÃO PROTETOR

TP1100 Oxigênio

TP1111 Ar Comprimido



BICO DE SAÍDA PARA FLUXÔMETRO

FL2631 OXIGÊNIO - PLÁSTICO

FL2632 AR COMPRIMIDO - PLÁSTICO

FL2633 OXIGÊNIO - METAL

FL2634 AR COMPRIMIDO - METAL

82353590002

UMIDIFICADORES



250ml

UMIDIFICADOR

UM5705 FRASCO PLÁSTICO - OXIGÊNIO

UM5706 FRASCO PLÁSTICO - AR COMPRIMIDO

82353590019



250ml

UMIDIFICADOR COM ROSCA METAL

UM5711 ROSCA EM METAL E FRASCO PLÁSTICO - OXIGÊNIO

UM5712 ROSCA EM METAL E FRASCO PLÁSTICO - AR

82353590021



250ml

UMIDIFICADOR COM MÁSCARA E EXTENSÃO DE 1,2 M

UM5713 OXIGÊNIO - ADULTO

UM5714 OXIGÊNIO - INFANTIL

UM5716 AR COMPRIMIDO - ADULTO

UM5715 AR COMPRIMIDO - INFANTIL

ROSCA DE METAL

UM5707 OXIGÊNIO - ADULTO

UM5710 OXIGÊNIO - INFANTIL

UM5708 AR COMPRIMIDO - ADULTO

UM5709 AR COMPRIMIDO - INFANTIL

ROSCA DE PLÁSTICO

MACRONEBULIZADORES



MACRONEBULIZADOR COM TRAQUEIA E MÁSCARA

CN1112 TRAQUEIA DE SILICONE 22X1200MM E MÁSCARA ADULTO - OXIGÊNIO

CN1113 TRAQUEIA DE SILICONE 15X1200MM E MÁSCARA INFANTIL - OXIGÊNIO

CN1115 TRAQUEIA DE SILICONE 22X1200MM E MÁSCARA ADULTO - AR COMPRIMIDO

CN1116 TRAQUEIA DE SILICONE 15X1200MM E MÁSCARA INFANTIL - AR COMPRIMIDO

TRAQUEIA DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL

82353599018

CN1130 TRAQUEIA DE PVC 1200MM E MÁSCARA ADULTO - OXIGÊNIO

CN1132 TRAQUEIA DE PVC 1200MM E MÁSCARA ADULTO - AR COMPRIMIDO

TRAQUEIA DE PVC

82353599017

MACRONEBULIZADORES



AUTOCLAVÁVEL

500ml

MACRONEBULIZADOR

MN3804 OXIGÊNIO COM HASTE LONGA

82353599024



MACRONEBULIZADOR

MN3814 AQUECIDO MICROPROCESSADO



AQUECEDOR

MN3818 MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA

AQUECEDOR MICROPROCESSADO DE TEMPERATURA COM:

CN1118 MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO AQUECIDO, TRAQUEIA DE SILICONE (1,2 METRO) E MÁSCARA FACIAL - ADULTO

CN1119 MACRONEBULIZADOR DE OXIGÊNIO AQUECIDO, TRAQUEIA DE SILICONE (1,2 METRO) E MÁSCARA FACIAL - INFANTIL

82353599024



AUTOCLAVÁVEL
500ml

MACRONEBULIZADOR

MN3802 OXIGÊNIO

MN3816 AR COMPRIMIDO

82353599024

VÁLVULAS REGULADORAS



FIXA PARA CILINDRO

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

VC5805 1 SAÍDA DE OXIGÊNIO

VC5807 1 SAÍDA DE ÓXIDO NITROSO

VC5808 1 SAÍDA DE GÁS CARBÔNICO

VC5809 1 SAÍDA DE AR COMPRIMIDO

82353590004

VC5812 2 SAÍDAS DE OXIGÊNIO

VC5813 2 SAÍDAS DE AR COMPRIMIDO

82353590003



VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO

VC5820 OXIGÊNIO

VC5823 AR COMPRIMIDO

82353590003



PARA CILINDRO

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO COM 2 RELÓGIOS AJUSTÁVEIS

VC5829 OXIGÊNIO

VC5830 AR COMPRIMIDO

VC5831 ÓXIDO NITROSO

VC5832 GÁS CARBÔNICO

VC5833 NITROGÊNIO

82353590004



PARA CILINDRO

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO DUPLO ESTÁGIO

VC5850 OXIGÊNIO

VC5851 AR COMPRIMIDO

VC5852 ÓXIDO NITROSO

VC5853 GÁS CARBÔNICO

VC5854 NITROGÊNIO

82353590004

VÁLVULAS REGULADORAS



PARA REDE CANALIZADA

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

VR6015 COM ENGATE ABNT - OXIGÊNIO

VR6016 COM ENGATE ABNT - AR COMPRIMIDO

82353590004

PARA REDE CANALIZADA

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO

VR6017 COM ENGATE ABNT - ÓXIDO NITROSO

VR6018 COM ENGATE ABNT - GÁS CARBÔNICO

VR6019 COM ENGATE ABNT - NITROGÊNIO

82353590004

ASPIRADORES DE SECREÇÃO



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0448 FRASCO DE PLÁSTICO 500ML - OXIGÊNIO

AS0449 FRASCO DE PLÁSTICO 500ML - AR COMPRIMIDO

ENGATE ABNT

82353590023



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0451 FRASCO DE VIDRO 500ML - AR COMPRIMIDO

AS0452 FRASCO DE VIDRO 500ML - OXIGÊNIO

ENGATE ABNT

82353590012



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

- AS0454** FRASCO DE POLIPROPILENO 300ML - AR
- AS0455** FRASCO DE POLIPROPILENO 300ML - O2
- AS0406** FRASCO DE POLIPROPILENO 500ML AUTOCLAVÁVEL - O2
- AS0403** FRASCO DE POLIPROPILENO 500ML AUTOCLAVÁVEL - AR

ENGATE ABNT

82353590024



VACUÔMETRO

- AS0456** FRASCO DE POLIPROPILENO 300ML
- AS0450** FRASCO DE PLÁSTICO 500ML
- AS0453** FRASCO DE VIDRO 500ML
- AS0412** FRASCO DE POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL 500ML

ENGATE ABNT

82353590001



ROSQUEAR



ENCAIXE

- AS0461** COM ROSCA PARA ASPIRADOR/VACUÔMETRO
- AS0489** BOIA COM ENCAIXE PARA ASPIRADOR /VACUÔMETRO



- AS0459** TAMPA DE VACUÔMETRO
- AS0460** TAMPA DE VACUÔMETRO COM TAMPÃO
- AS0470** TAMPÃO

82353590001



TORNEIRA FLECHA SEM PINO DE IMPACTO

- TF5309** OXIGÊNIO
- TF5310** VÁCUO
- TF5311** AR COMPRIMIDO
- TF5312** ÓXIDO NITROSO

82353590006

TORNEIRA FLECHA COM PINO DE IMPACTO

- TF5315** OXIGÊNIO
- TF5316** AR COMPRIMIDO
- TF5317** VÁCUO
- TF5319** ÓXIDO NITROSO

82353590006



**PAINEL DE ALARME
PL4708 OXIGÊNIO**

82353590008



**PAINEL DE ALARME
PL4709 AR COMPRIMIDO**

82353590008



**PAINEL DE ALARME
PL4710 VÁCUO**

82353590008



**PAINEL DE ALARME
PL4711 ÓXIDO NITROSO**

82353590008



82353590015

POSTO PAREDE

- PP4801 OXIGÊNIO
- PP4802 AR COMPRIMIDO
- PP4803 ÓXIDO NITROSO
- PP4804 VÁCUO
- PP4808 GÁS CARBÔNICO

EXTERNO

- PP4805 OXIGÊNIO
- PP4806 AR COMPRIMIDO
- PP4807 GÁS CARBÔNICO
- PP4809 ÓXIDO NITROSO
- PP4810 VÁCUO

INTERNO



**NIPLE PARA
POSTO PAREDE**

- NI4202 OXIGÊNIO
- NI4203 AR COMPRIMIDO
- NI4204 ÓXIDO NITROSO
- NI4205 VÁCUO



- PP4812 TARUGO EXTERNO
- NI4214 PINO DE IMPACTO COM MOLA E O'RING
- PP4811 TARUGO INTERNO



ANEL O'RING

- OR0031 PARA BICO DE OXIGÊNIO
- OR0004 PARA BICO DE AR COMPRIMIDO
- OR0006 PARA BICO DE ÓXIDO NITROSO
- OR0007 PARA BICO DE VÁCUO
- OR0005 PARA BILHA DE FLUXÔMETRO



**AS0463 ASPIRADOR REGULADOR
VACUO TORACICO**



TOMADA DUPLA DE NYLON


TD5200 3 NIPLES - OXIGÊNIO

TD5201 OXIGÊNIO

TD5202 AR COMPRIMIDO

TD5203 VÁCUO

82353590005



TOMADA DUPLA DE ALUMÍNIO

TD5231 OXIGÊNIO

TD5232 AR COMPRIMIDO

TD5233 VÁCUO

82353590005



TOMADA TRIPLA DE ALUMÍNIO

TT5605 OXIGÊNIO

TT5606 AR COMPRIMIDO

82353590005



1 METRO

MANGUEIRA TRANÇADA

EX2105 OXIGÊNIO

EX2111 AR COMPRIMIDO

EX2117 VÁCUO

EX2123 ÓXIDO NITROSO

82353599005



3 METROS

MANGUEIRA TRANÇADA

EX2107 OXIGÊNIO

EX2113 AR COMPRIMIDO

EX2119 VÁCUO

EX2125 ÓXIDO NITROSO

82353599005



5 METROS

MANGUEIRA TRANÇADA

EX2109 OXIGÊNIO

EX2115 AR COMPRIMIDO

EX2121 VÁCUO

EX2127 ÓXIDO NITROSO

82353599005



EX2131 CONEXÃO BORBOLETA - OXIGÊNIO

EX2132 CONEXÃO BORBOLETA - AR COMPRIMIDO

EX2135 CONEXÃO PORCA - OXIGÊNIO

EX2136 CONEXÃO PORCA - AR COMPRIMIDO

NA0005 CONEXÃO DE OXIGÊNIO DOIS LADOS



CONEXÃO PARA EXTENSÃO

EX2098 L PORCA - AR COMPRIMIDO

EX2130 L PORCA - OXIGÊNIO

EX2139 L BORBOLETA - OXIGÊNIO

EX2097 L BORBOLETA - AR COMPRIMIDO



MANGUEIRA DE 7 METROS ESPIRAL EM NYLON
PI2290 COM PISTOLA DE NYLON COM BICO LONGO
PI2292 COM PISTOLA DE ALUMÍNIO COM BICO LONGO

82353590030

82353590034



MANGUEIRA DE 7 METROS EM NYLON
PI2287 COM PISTOLA DE ALUMÍNIO COM BICO CURTO
PI2289 COM PISTOLA DE NYLON COM BICO LONGO
PI2291 COM PISTOLA DE ALUMÍNIO COM BICO LONGO

82353590033

82353590032

82353590033



MANGUEIRA/CHICOTE AÇO FLEXÍVEL PARA CO2
CL0933 1,5 METRO **CL0913** 3 METROS
CL0936 2 METROS **CL0915** 5 METROS

CONEXÃO COMPATÍVEL STORZ/STRYKER X CO2 ABNT

CL0944 1,5 METRO **CL0974** 3 METROS
CL0956 2 METROS **CL1010** 5 METROS

CONEXÃO COMPATÍVEL STORZ/STRYKER X PORCA E CABO CO2 PARA CILINDRO



MANGUEIRA/CHICOTE DE AÇO FLEXÍVEL
CA1201 AR COMPRIMIDO - 1,2 METRO
CA1200 OXIGÊNIO - 1,2 METRO

CONSULTE OUTROS GASES E TAMANHOS



MANGUEIRA TRANÇADA CONEXÃO COMPATÍVEL STORZ/STRYKER X ABNT
EX2122 CO2 1 METRO
EX2141 CO2 2 METROS
EX2114 CO2 3 METROS

82353599005



MODELO MANUAL

CENTRAL MANIFOLD COM CHICOTE 1,2 METRO AÇO FLEXÍVEL

CM13000 OXIGÊNIO 1+1
CM18000 OXIGÊNIO 2+2
CM10000 OXIGÊNIO 3+3
CM14000 AR COMPRIMIDO 1+1
CM19000 AR COMPRIMIDO 2+2
CM17000 AR COMPRIMIDO 3+3

ENTRE EM CONTATO PARA CONSULTAR OUTROS GASES



CE0004 MANGUEIRA 2 METROS PARA INSUFLADOR DE CO2 CONEXÕES CILINDRO X STORZ

LINHA DE ENGATE RÁPIDO AFNOR



FLUXÔMETRO

FL2402 0-15 LITROS P/MIN - OXIGÊNIO

FL2406 0-15 LITROS P/MIN - AR COMPRIMIDO

82353590002



ADAPTADOR ABNT ENGATE RÁPIDO

AD1010 OXIGÊNIO

AD2020 AR COMPRIMIDO

AD3030 VÁCUO

AD4040 ÓXIDO NITROSO

82353599042



82353590004

VÁLVULA REGULADORA DE PRESSÃO PARA REDE CANALIZADA COM ENGATE RÁPIDO AFNOR

VR6030 OXIGÊNIO

VR6035 AR COMPRIMIDO

VR6040 ÓXIDO NITROSO

LINHA DE ENGATE RÁPIDO AFNOR



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0466 FRASCO DE POLIPROPILENO 300ML - AR

AS0484 FRASCO DE POLIPROPILENO 300ML - O₂

AS0402 FRASCO DE POLIPROPILENO 500ML AUTOCLAVÁVEL - AR

AS0407 FRASCO DE POLIPROPILENO 500ML AUTOCLAVÁVEL - O₂

82353590024



ASPIRADOR DE SECREÇÃO VENTURI

AS0482 FRASCO DE PVC - OXIGÊNIO

AS0464 FRASCO DE PVC - AR COMPRIMIDO

AS0465 FRASCO DE VIDRO - AR COMPRIMIDO

AS0483 FRASCO DE VIDRO - OXIGÊNIO

82353590023

82353590012



VACUÔMETRO

AS0471 FRASCO DE VIDRO 500ML

AS0472 FRASCO DE PLÁSTICO 500ML

AS0473 FRASCO DE POLIPROPILENO 300ML

AS0413 FRASCO DE POLIPROPILENO 500ML AUTOCLAVÁVEL

82353590001



AS0447 TAMPA DE VACUÔMETRO

AS0475 TAMPA DE VACUÔMETRO COM TAMPÃO

82353590001

LINHA DE ENGATE RÁPIDO AFNOR



MANGUEIRA DE NYLON TRANÇADO AFNOR

EX2175 OXIGÊNIO 1 METRO
EX2171 OXIGÊNIO 3 METROS
EX2180 OXIGÊNIO 5 METROS

82353599005



MANGUEIRA DE NYLON TRANÇADO AFNOR

EX2176 AR COMPRIMIDO 1 METRO
EX2172 AR COMPRIMIDO 3 METROS
EX2181 AR COMPRIMIDO 5 METROS

82353599005



TOMADA DUPLA COM ENGATE RÁPIDO AFNOR

TD5250 OXIGÊNIO COM SAÍDA AFNOR TD5251 AR COMPRIMIDO COM SAÍDA AFNOR TD5252 VÁCUO COM SAÍDA AFNOR

82353590027



TOMADA DUPLA COM ENGATE RÁPIDO AFNOR

TD5205 OXIGÊNIO COM SAÍDA ABNT
TD5206 AR COMPRIMIDO COM SAÍDA ABNT

82353590005

PAINEL MODULAR

Qualidade e Segurança para Ambientes Hospitalares

Transforme o seu ambiente hospitalar com nossos **Painéis Modulares Sob Medida!** Projetados para otimizar espaço, garantir organização e facilitar o acesso a gases medicinais e equipamentos, nossos painéis oferecem segurança, eficiência e personalização conforme a necessidade da sua instituição.



82353590036



Fabricados com materiais de alta durabilidade e design inteligente, eles reduzem o tempo de instalação e proporcionam um ambiente mais moderno e funcional.

NIPLES E CONEXÕES PARA PAINEL DE GASES



NIPLE PARA PAINEL COM BICO ESCALONADO
NI4222 OXIGÊNIO 6 MM
NI4223 AR COMPRIMIDO 6 MM
NI4224 VÁCUO 6 MM
NI4220 VÁCUO 8 MM
NI4225 ÓXIDO NITROSO 6 MM



NIPLE PARA PAINEL
NI4215 OXIGÊNIO
NI4216 AR COMPRIMIDO
NI4217 VÁCUO
NI4218 ÓXIDO NITROSO



CONEXÕES T ROSCA NIPLE
CO1278 BICO 6MM - ROSCA 1/8



BICO ESCALONADO EM LATÃO
CO0076 6 MM COM ROSCA 1/8 NPT
CO0077 8 MM COM ROSCA 1/8 NPT



CONEXÕES COTOVELO ROSCA NIPLE
CO0068 6MM ROSCA 1/8
CO0101 8MM ROSCA 1/8
CO0069 10MM ROSCA 1/8



CONEXÕES T LATÃO
CO0071 3 LADOS BICO 6MM
CO0072 3 LADOS BICO 8MM
CO0070 3 LADOS BICO 10MM



CONEXÕES COTOVELO ROSCA TARUGO
CO0066 6MM ROSCA 1/4
CO0102 8MM ROSCA 1/4

CONEXÕES PARA PAINEL DE GASES



CONEXÃO COTOVELO NIPLÉ

CO7111 6MM X ROSCA 1/4
CO7200 8MM X ROSCA 1/4
CO7115 10MM X ROSCA 1/4



CONEXÃO COTOVELO NIPLÉ

CO7116 6MM X ROSCA 1/8
CO7199 8MM X ROSCA 1/8
CO7114 10MM X ROSCA 1/8



CONEXÃO T ROSCA NIPLÉ

CO7117 6MM ROSCA 1/8
CO6709 8MM ROSCA 1/8
CO6714 10MM ROSCA 1/8



CONEXÃO T ROSCA TARUGO

CO6713 6MM ROSCA 1/4
CO6710 8MM ROSCA 1/4
CO1367 10MM ROSCA 1/4



CONEXÃO T

CO6715 3 LADOS 6MM
CO6740 3 LADOS 8MM
CO6716 3 LADOS 10MM



CONEXÃO CRUZETA

CO6719 4 LADOS 6MM



CONEXÃO RETA ENGATE RÁPIDO NIPLÉ

CO6911 6MM ROSCA 1/8
CO6910 8MM ROSCA 1/8
CO6915 10MM ROSCA 1/8



CONEXÃO RETA ENGATE RÁPIDO TARUGO

CO6912 6 MM ROSCA 1/4
CO6930 8 MM ROSCA 1/4
CO6913 10 MM ROSCA 1/4

PROLONGADORES E ADAPTADORES



PROLONGADOR BORBOLETA X NIPLÉ

PR0100 7 CM - OXIGÊNIO PR0101 8 CM - AR COMPRIMIDO
PR0103 10 CM - OXIGÊNIO PR0102 12 CM - AR COMPRIMIDO

82353590029



ADAPTADOR AR COMPRIMIDO PARA OXIGÊNIO

AD0002 BORBOLETA
AD0003 ALUMÍNIO

82353599042

PAINEL RÉGUA

Qualidade e Segurança na Montagem de Ambulâncias.

O **Painel Régua Haoxi** é indispensável na infraestrutura de um Hospital, Ambulância, Posto de Saúde e Clínicas, pois fornece os gases medicinais aos pacientes de forma segura e eficiente. Geralmente instalado em Ambulâncias, nas paredes dos quartos hospitalares, salas cirúrgicas, UTIs e outras áreas onde a administração de gases é necessária.

PA4644 Quadrupla - Oxigênio e Ar Comprimido

82353590037



PA4632 Duplo Oxigênio



PA4633 Duplo Ar Comprimido



PA4635 Triplo Oxigênio



PA4636 Triplo Ar Comprimido



As régua são recomendadas para aumentar o número de pontos de consumo, atendendo às demandas de instalações centralizadas de gases medicinais. Elas permitem a conexão de equipamentos e dispositivos médicos em ambientes como salas de inaloterapia, ambulatórios, clínicas e ambulâncias.

82353590037

CIRCUITO PARA PAINEL RÉGUA AMBULÂNCIA

Qualidade e Segurança na Montagem de Ambulâncias

O **Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância** é indicado para distribuir a rede de gases medicinais em pontos de apoio aos materiais e equipamentos auxiliares em diversos ambientes. As principais áreas de aplicação do Circuito Haoxi para Painel Régua Ambulância destes produtos são: Hospitais, Clínicas, Centros cirúrgicos, Ambulatórios, UTIs e Ambulâncias.




PA4614 3 PONTOS DE AR



PA4606 2 PONTOS DE AR



PA4601 1 PONTO DE AR



PA4613 3 PONTOS DE OXIGÊNIO



PA4608 2 PONTOS DE OXIGÊNIO



PA4609 1 PONTO DE OXIGÊNIO

82353590025

Composição

- Conexão de entrada (Niple): Latão cromado
- Conexão de saída (Niple): Latão cromado
- Tarugo: Latão
- Tubo para gases: Poliuretano (PU)

Válvula de Impacto

- Pino: Latão
- Mola: Aço inoxidável
- Anel O'ring: Borracha nitrílica

Especificações Técnicas

- Comprimento: varia de acordo com a quantidade de pontos.



PA4616 4 PONTOS DE OXIGÊNIO



PA4617 4 PONTOS DE AR COMPRIMIDO

TUBO DE SILICONE PARA ASPIRAÇÃO

82353599033


60 Shore

CÓDIGO	MEDIDAS
TS0200	∅ 3,00 x 5,00 mm
TS0201	∅ 4,00 x 8,00 mm
TS0202	∅ 5,00 x 10,00 mm
TS0205	∅ 8,00 x 11,50 mm
TS0206	∅ 8,00 x 12,80 mm
TS0207	∅ 8,00 x 14,00 mm
TS0208	∅ 9,50 x 14,60 mm
TS0209	∅ 12,00 x 17,00 mm
TS0210	∅ 12,00 x 18,50 mm
TS2551	∅ 5,00 x 11,00 mm
TS2553	∅ 1,50 x 3,50 mm
TS2555	∅ 3,00 x 6,00 mm
TS2556	∅ 6,00 x 10,00 mm
TS2559	∅ 6,00 x 12,00 mm
TS2560	∅ 9,5 x 16,50 mm
TS2554	∅ 25,00 x 29,00 mm

60 Shore

CÓDIGO	MEDIDAS
TS2601	∅ 3,00 x 6,00 mm
TS2602	∅ 9,50 x 16,50 mm
TS2603	∅ 6,00 x 10,00 mm
TS2604	∅ 14,6 x 9,5 mm
TS2608	∅ 14 x 8 mm

Exemplo de medição



CL0920 CARRINHO DE AÇO COM ANEL PARA CILINDRO DE ALUMÍNIO



CL0909 CARRINHO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO AÇO 7 LITROS MODELO ANEL



CL0925 CARRINHO DE AÇO PARA CILINDRO DE AÇO 50 LITROS COM 2 RODAS BORRACHA E 2 RODÍZIOS



CL0919 CARRINHO PARA TRANSPORTE CILINDRO AÇO 7 L MODELO FECHO VELCRO



MÁSCARA LARÍNGEA SILICONE

ML1027 1.0 REUTILIZÁVEL **ML1020** 1.0 USO ÚNICO
ML1028 1.5 REUTILIZÁVEL **ML1021** 1.5 USO ÚNICO
ML1029 2.0 REUTILIZÁVEL **ML1022** 2.0 USO ÚNICO
ML1030 2.5 REUTILIZÁVEL **ML1023** 2.5 USO ÚNICO
ML1031 3.0 REUTILIZÁVEL **ML1024** 3.0 USO ÚNICO
ML1032 4.0 REUTILIZÁVEL **ML1025** 4.0 USO ÚNICO
ML1033 5.0 REUTILIZÁVEL **ML1026** 5.0 USO ÚNICO
ML1034 6.0 REUTILIZÁVEL **ML1035** 6.0 USO ÚNICO

MÁSCARA LARÍNGEA PVC

ML1036 1.0 USO ÚNICO **ML1040** 3.0 USO ÚNICO
ML1037 1.5 USO ÚNICO **ML1041** 4.0 USO ÚNICO
ML1038 2.0 USO ÚNICO **ML1042** 5.0 USO ÚNICO
ML1039 2.5 USO ÚNICO **ML1043** 6.0 USO ÚNICO



MÁSCARA PVC CLEAR CONFORT

MC1814 Nº 0 - RECÉM NATO USO ÚNICO
MC1813 Nº 1 - PEDIÁTRICA USO ÚNICO
MC1812 Nº 2 - INFANTIL USO ÚNICO
MC1811 Nº 3 - ADOLESCENTE USO ÚNICO
MC1810 Nº 4 - ADULTO M USO ÚNICO
MC1809 Nº 5 - ADULTO G USO ÚNICO

82353599003



MÁSCARA DE TRAQUEOSTOMIA PVC

MT4000 ADULTO **MT4001** INFANTIL

82353599008



AUTOCLAVÁVEL

MÁSCARA COXIM DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL

MI1840 ADULTO **MI1841** ADOLESCENTE **MI1842** INFANTIL

82353599004



MÁSCARA FACIAL DE PVC

MF3510 INFANTIL **MF3511** ADULTO

82353599010



AUTOCLAVÁVEL

MÁSCARA COM BOJO DE POLICARBONATO E COXIM DE SILICONE

MS3915 Nº 3 **MS3917** Nº 5

82353599004



MÁSCARA EM SILICONE

MS3912 N° 0 - PREMATURO

MS3913 N° 1 - NEONATAL

MS3914 N° 2 - INFANTIL

82353599004



MÁSCARA VNI EM SILICONE

MV0103 N° 3 - JUVENIL

MV0104 N° 4 - ADULTO MÉDIO

MV0105 N° 5 - ADULTO GRANDE

82353599004



MÁSCARA COM RESERVATÓRIO PVC, NÃO REINALAÇÃO E ALTA CONCENTRAÇÃO

MR3111 INFANTIL

MR3212 ADULTO

82353599006




MÁSCARA PVC DE INALAÇÃO

MI3613 ADULTO

MI3614 INFANTIL

82353599010



MICRONEBULIZADOR

MC3301 ADULTO - OXIGÊNIO

MC3302 INFANTIL - OXIGÊNIO

MC3303 ADULTO - AR COMPRIMIDO

MC3304 INFANTIL - AR COMPRIMIDO

82353599025



IN0240 NEBULIZADOR PARA CIRCUITO RESPIRATÓRIO

82353599027



AUTOCLAVÁVEL

BOLSA PRESSURIZADORA DE SILICONE

BP1201 500 ML BP1200 1,5 LITRO

82353599026



MÁSCARA VENTURI PVC

MV4110 ADULTO

MV4111 INFANTIL

82353599007

LÂMINA E CABO DE LARINGOSCÓPIO

80190010004

80190010005

80190010006

80190019001



- LA2725** LÂMINA CURVA CONVENCIONAL Nº 00
- LA2726** LÂMINA CURVA CONVENCIONAL Nº 0
- LA2727** LÂMINA CURVA CONVENCIONAL Nº 1
- LA2728** LÂMINA CURVA CONVENCIONAL Nº 2
- LA2729** LÂMINA CURVA CONVENCIONAL Nº 3
- LA2730** LÂMINA CURVA CONVENCIONAL Nº 4
- LA2740** LÂMINA CURVA CONVENCIONAL Nº 5



LD2766
LÂMPADA
LED 2.5V

- LF2748** LÂMINA CURVA FIBRA ÓTICA Nº 0
- LF2749** LÂMINA CURVA FIBRA ÓTICA Nº 1
- LF2750** LÂMINA CURVA FIBRA ÓTICA Nº 2
- LF2751** LÂMINA CURVA FIBRA ÓTICA Nº 3
- LF2752** LÂMINA CURVA FIBRA ÓTICA Nº 4
- LF2742** LÂMINA CURVA FIBRA ÓTICA Nº 5



- LA2741** LÂMINA RETA CONVENCIONAL Nº 00
- LA2731** LÂMINA RETA CONVENCIONAL Nº 0
- LA2732** LÂMINA RETA CONVENCIONAL Nº 1
- LA2733** LÂMINA RETA CONVENCIONAL Nº 2
- LA2734** LÂMINA RETA CONVENCIONAL Nº 3
- LA2735** LÂMINA RETA CONVENCIONAL Nº 4

- LF2743** LÂMINA RETA FIBRA ÓTICA Nº 00
- LF2753** LÂMINA RETA FIBRA ÓTICA Nº 0
- LF2754** LÂMINA RETA FIBRA ÓTICA Nº 1
- LF2755** LÂMINA RETA FIBRA ÓTICA Nº 2
- LF2756** LÂMINA RETA FIBRA ÓTICA Nº 3
- LF2757** LÂMINA RETA FIBRA ÓTICA Nº 4



LD2770 LÂMPADA
LED PARA CABO
DE FIBRA ÓTICA

FIBRA ÓTICA

- LÂMINA RETA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA**
- LF2799** Nº 00
 - LF2804** Nº 0
 - LF2805** Nº 1
 - LF2806** Nº 2
 - LF2807** Nº 3
 - LF2808** Nº 4

FIBRA ÓTICA

- LÂMINA DE FIBRA ÓTICA
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA RETA**
- LF2793** Nº 0
 - LF2794** Nº 1
 - LF2795** Nº 2
 - LF2796** Nº 3
 - LF2797** Nº 4
 - LF2798** Nº 5



LÂMINA E CABO DE LARINGOSCÓPIO



LF2767 LÂMINA ARTICULADA FLEXÍVEL CONVENCIONAL Nº 2
LF2768 LÂMINA ARTICULADA FLEXÍVEL CONVENCIONAL Nº 3
LF2769 LÂMINA ARTICULADA FLEXÍVEL CONVENCIONAL Nº 4



LF2763 LÂMINA ARTICULADA FLEXÍVEL FIBRA ÓTICA Nº 2
LF2764 LÂMINA ARTICULADA FLEXÍVEL FIBRA ÓTICA Nº 3
LF2765 LÂMINA ARTICULADA FLEXÍVEL FIBRA ÓTICA Nº 4



LF2772 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT Nº 1
LF2773 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT Nº 2
LF2774 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT Nº 3
LF2775 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT Nº 4



LF2779 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT FLEXÍVEL Nº 1
LF2780 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT FLEXÍVEL Nº 2
LF2781 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT FLEXÍVEL Nº 3
LF2782 LÂMINA EMBUTIDA FIBRA ÓTICA MEGA LIGHT FLEXÍVEL Nº 4



LA2700 CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - ADULTO
LA2701 CABO DE LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL - INFANTIL



LD2708 CABO DE LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA - ADULTO
LD2709 CABO DE LARINGOSCÓPIO FIBRA ÓTICA - INFANTIL
LF2791 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA - MÉDIO ADULTO
BT1222 BATERIA ZINCO CARBO 3V NÃO RECARREGÁVEL

CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL



CIRCUITO RESPIRATÓRIO, 1 TRAQUEIA E 1 TUBO DE SILICONE DUPLO

CV1511 INFANTIL ESPECIAL
CV1512 ADULTO ESPECIAL
CV1513 RECÉM NATO ESPECIAL

82353599014 COMPATÍVEL OXYLOG



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM DRENOS E LINHA PROXIMAL

CV1501 ADULTO
CV1508 RECÉM NATO
CV1530 INFANTIL

82353599015



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM DRENOS E SEM LINHA PROXIMA

CV1510 RECÉM NATO CV1531 INFANTIL
CV1502 - ADULTO

82353599016



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM TRAQUEIAS

CV1550 3 TRAQUEIAS 22MMX1200MM + Y - ADULTO
CV1551 2 TRAQUEIAS 22MMX1200MM + Y - ADULTO
CV1552 2 TRAQUEIAS 22MMX1500MM + Y - ADULTO
CV1553 2 TRAQUEIAS 22MMX1600MM + Y - ADULTO


82353599013



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM 2 TRAQUEIAS ESPECIAIS E CONECTOR Y

CV1560 SIMILAR DRAGER - INFANTIL
CV1561 SIMILAR MAQUET - INFANTIL

82353599013



CIRCUITO RESPIRATÓRIO PARA ANESTESIA COM 3 TRAQUEIAS ESPECIAIS E Y RETO

CV1507 COM BALÃO DE SILICONE 2,3 LITROS - ADULTO
CV1564 COM BALÃO DE SILICONE 1 LITRO - RECÉM-NATO
CV1536 COM BALÃO DE 500 ML - RECÉM-NATO

82353599023

CIRCUITO RESPIRATÓRIO DE SILICONE AUTOCLAVÁVEL



CIRCUITO RESPIRATÓRIO INFANTIL/NEONATAL

CV1562 COM 2 TRAQUEIAS 15MMX1200MM + Y

CV1580 COM 3 TRAQUEIAS 15MMX1200MM + Y

CV1581 COM 2 TRAQUEIAS 15MMX1500MM + Y

82353599013

82353599036



CIRCUITO RESPIRATÓRIO COM 2 TRAQUEIAS ESPECIAIS E CONECTOR Y

CV1568 SIMILAR MAQUET - ADULTO

CV1569 SIMILAR DRAGER - ADULTO

82353599036



TS1081 ESPAÇO MORTO EM SILICONE 22MMX15MMX300MM

TS1079 ESPAÇO MORTO EM SILICONE 22MMX15MMX150MM

AUTOCLAVÁVEL

82353599030



DR1617 DRENO COLETOR DE ÁGUA PARA CIRCUITOS

82353599001

AUTOCLAVÁVEL



CÂNULA GUEDEL

CG0800 Nº 000 - 40MM

CG0801 Nº 00 - 50MM

CG0802 Nº 0 - 60MM

CG0803 Nº 1 - 70MM

CG0804 Nº 2 - 80MM

CG0805 Nº 3 - 90MM

CG0806 Nº 4 - 100MM

CG0807 Nº 5 - 110MM

82353599035



FIO GUIA MANDRIL


MD3401 ADULTO SEM BOTÃO DE REGULAGEM

MD3402 INFANTIL SEM BOTÃO DE REGULAGEM

MD3403 ADULTO COM BOTÃO DE REGULAGEM

MD3404 INFANTIL COM BOTÃO DE REGULAGEM

82353599026



Conexão

BRAÇO ARTICULADO

BR0490 BRAÇO COM DUAS ARTICULAÇÕES

BR1030 BRAÇO ARTICULADO COM TRÊS ARTICULAÇÕES

BR1040 BRAÇO ARTICULADO BRAÇO IV COMPATÍVEL IX 5

82353590010

BR1012 CONEXÃO PARA TRILHO



JARRA UMIDIFICADORA

JA2312 JARRA UMIDIFICADORA UNIVERSAL

82353599012



Adulto



Pediátrico


CIRCUITO RESPIRATÓRIO ESTÉRIL

CV5204 ADULTO 2 M

CV5205 ADULTO 3 M

CV5206 INFANTIL 2 M

CV5207 INFANTIL 3 M



CIRCUITO RESPIRATÓRIO ESTÉRIL

CV5201 ADULTO 3 M COM BALÃO 3L ESTÉRIL

CV5202 ADULTO 2 M COM BALÃO 3L ESTÉRIL

CV5203 PEDIÁTRICO 2 M COM BALÃO 1L ESTÉRIL



Infantil



Adulto

FILTRO RESPIRATÓRIO HMEF ESTÉRIL

FR2707 INFANTIL

FR2807 ADULTO



FR2607 FILTRO BACTERIANO/VIRAL ELETROSTÁTICO ESTÉRIL

TRAQUEIA DE SILICONE PARA VENTILADOR E ANESTESIA

82353599002



CÓDIGO O DA PONTEIRA COMPRIMENTO

AUTOCLAVÁVEL



CÓDIGO O DA PONTEIRA COMPRIMENTO

TS1050	15mm x 15mm	15mm x 150mm
TS1051	15mm x 15mm	15mm x 300mm
TS1052	15mm x 15mm	15mm x 400mm
TS1053	15mm x 15mm	15mm x 450mm
TS1054	15mm x 15mm	15mm x 600mm
TS1055	15mm x 15mm	15mm x 650mm
TS1056	15mm x 15mm	15mm x 700mm
TS1057	15mm x 15mm	15mm x 750mm
TS1065	15mm x 15mm	15mm x 800mm
TS1066	15mm x 15mm	15mm x 900mm
TS1058	15mm x 15mm	15mm x 1000mm
TS1059	15mm x 15mm	15mm x 1100mm
TS1060	15mm x 15mm	15mm x 1200mm
TS1061	15mm x 15mm	15mm x 1500mm
TS1062	15mm x 15mm	15mm x 1600mm
TS1063	15mm x 15mm	15mm x 1800mm
TS1064	15mm x 15mm	15mm x 2000mm
TS1078	15mm x 15mm	15mm x 3000mm

TS1000	22mm x 22mm	22mm x 150mm
TS1001	22mm x 22mm	22mm x 300mm
TS1002	22mm x 22mm	22mm x 400mm
TS1003	22mm x 22mm	22mm x 450mm
TS1004	22mm x 22mm	22mm x 600mm
TS1005	22mm x 22mm	22mm x 650mm
TS1006	22mm x 22mm	22mm x 700mm
TS1007	22mm x 22mm	22mm x 750mm
TS5553	22mm x 22mm	22mm x 800mm
TS5514	22mm x 22mm	22mm x 900mm
TS1008	22mm x 22mm	22mm x 1000mm
TS1009	22mm x 22mm	22mm x 1100mm
TS1010	22mm x 22mm	22mm x 1200mm
TS1011	22mm x 22mm	22mm x 1500mm
TS1012	22mm x 22mm	22mm x 1600mm
TS1013	22mm x 22mm	22mm x 1800mm
TS1014	22mm x 22mm	22mm x 2000mm
TS1015	22mm x 22mm	22mm x 3000mm

TRAQUEIA ESPECIAL DE SILICONE PARA VENTILADOR E ANESTESIA



CÓDIGO O DA PONTEIRA COMPRIMENTO

AUTOCLAVÁVEL



CÓDIGO O DA PONTEIRA COMPRIMENTO

TS1100	12mm x 12mm	12mm x 600mm
TS1101	12mm x 12mm	12mm x 800mm
TS1077	12mm x 12mm	12mm x 1000mm
TS1102	12mm x 12mm	12mm x 1100mm
TS1103	12mm x 12mm	12mm x 1200mm
TS1104	12mm x 12mm	12mm x 1500mm
TS1105	12mm x 12mm	12mm x 1600mm
TS1087	12mm x 12mm	12mm x 1800mm
TS1106	12mm x 12mm	12mm x 2000mm
TS1107	12mm x 12mm	12mm x 3000mm

TS1116	22mm x 22mm	12mm x 600mm
TS1117	22mm x 22mm	12mm x 800mm
TS1118	22mm x 22mm	12mm x 1000mm
TS1119	22mm x 22mm	12mm x 1100mm
TS1120	22mm x 22mm	12mm x 1200mm
TS1085	22mm x 22mm	12mm x 1500mm
TS1112	22mm x 22mm	12mm x 1600mm
TS1113	22mm x 22mm	12mm x 1800mm
TS1123	22mm x 22mm	12mm x 2000mm
TS1124	22mm x 22mm	12mm x 3000mm



TS1108	22mm x 12mm	12mm x 600mm
TS1109	22mm x 12mm	12mm x 800mm
TS1076	22mm x 12mm	12mm x 1000mm
TS1110	22mm x 12mm	12mm x 1100mm
TS1111	22mm x 12mm	12mm x 1200mm
TS1086	22mm x 12mm	12mm x 1500mm
TS1112	22mm x 12mm	12mm x 1600mm
TS1113	22mm x 12mm	12mm x 1800mm
TS1114	22mm x 12mm	12mm x 2000mm
TS1115	22mm x 12mm	12mm x 3000mm




TS1125	22mm x 22mm	16mm x 600mm
TS1126	22mm x 22mm	16mm x 800mm
TS1070	22mm x 22mm	16mm x 1000mm
TS1127	22mm x 22mm	16mm x 1100mm
TS1128	22mm x 22mm	16mm x 1200mm
TS1071	22mm x 22mm	16mm x 1500mm
TS1129	22mm x 22mm	16mm x 1600mm
TS1072	22mm x 22mm	16mm x 1800mm
TS1130	22mm x 22mm	16mm x 2000mm
TS1131	22mm x 22mm	16mm x 3000mm


CONECTORES

82353599001


Conector T



CO1100 ADULTO



CO1101 ADULTO ESPECIAL



CO1102 INFANTIL

Conector Reto



CO1200 ENTRADA LATERAL




CO1201 ENTRADA LATERAL




CO1203 ENTRADA LATERAL


Conector 90°



CO1300



CO1301




CO1302

Conector Y



CO1400 Y 90° ADULTO



CO1420 Y SEM FURO ADULTO




CO1407 Y 90° COM PINO METÁLICO ADULTO


D.I. = Diâmetro Interno | D.E. = Diâmetro Externo

CONECTORES


82353599001



CO1430 Y COM FURO ADULTO




CO1409 Y SEM FURO INFANTIL




CO1410 Y SEM FURO INFANTIL


Conector Y



CO1411 Y SEM FURO INFANTIL



CO1401 Y 90° SEM FURO INFANTIL




CO1440 Y 90° COM FURO INFANTIL


Conector Y



CO1510 ADULTO



CO1511 INFANTIL



CO1518

Conector Reto



CO1513



CO1514



CO1515

Conector Reto

D.I. = Diâmetro Interno | D.E. = Diâmetro Externo

CONECTORES

82353599001

Conector L e Cepap



CO1810 CONECTOR L FINO
PARA LINHA PROXIMAL



CO1800 CONECTOR L GROSSO
PARA LINHA PROXIMAL



CO1500 CONECTOR
VÁLVULA CEPAP

Conector Reto



CO1700 CONECTOR
RETO PRESSÃO POSITIVA



CO0074 CONECTOR PARA TUBO
LISO/EXPIRAL APARELHO DE PRESSÃO



BC2010 CONECTOR
METÁLICO PARA TUBO

Conectores PNI



CO1263 CONECTOR
PLÁSTICO PNI UNIVERSAL



PP1266 METAL MACHO
COMPATÍVEL PNI PHILIPS



PP1267 METAL FÊMEA
COMPATÍVEL PNI PHILIPS

Conector Plástico



CO1298 CONECTOR PLÁSTICO
GE DATEX OHMEDA BP18



CO1299 CONECTOR PLÁSTICO
GE DATEX OHMEDA BP17



CO1264 CONECTOR BRANCO
SIMILAR GE/DIXTAL



BALÃO EM VINIL PARA REINALAÇÃO

BR0501 500 ML

BR0511 1 LITRO

BR0512 2 LITROS

BR0513 3 LITROS

82353599009



BALÃO EM SILICONE COM LAÇO PARA REINALAÇÃO

BR0506 500 ML

BR0507 1 LITRO

BR0508 2 LITROS

BR0510 2,3 LITROS

BR0509 3 LITROS

82353599011



REANIMADOR MANUAL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL

AM0203 COM RESERVATÓRIO EM PVC 600ML E MÁSCARA DE SILICONE Nº0 - PREMATURO

AM0206 COM RESERVATÓRIO DE PVC 600ML E MÁSCARA DE SILICONE Nº 1- RECÉM NATO

AM0205 COM RESERVATÓRIO DE PVC 600ML E MÁSCARA DE SILICONE Nº 2 - INFANTIL

AM0204 COM RESERVATÓRIO DE PVC 2,5 LITROS E MÁSCARA DE SILICONE Nº 5 - ADULTO

82353599019

82353599020

REANIMADOR MANUAL EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL

AM0229 COM RESERVATÓRIO DE SILICONE 500ML Nº 0 - PREMATURO

AM0212 COM RESERVATÓRIO DE SILICONE 500ML E MÁSCARA Nº 1 - RECÉM NATO

AM0211 COM RESERVATÓRIO DE SILICONE 1L E MÁSCARA Nº 2 - INFANTIL

AM0210 COM RESERVATÓRIO DE SILICONE 2,3 LITROS E MÁSCARA Nº 5 - ADULTO GRANDE



RESERVATÓRIO EM PVC

AM0214 ADULTO - 2,5 LITROS


AM0216 INFANTIL - 600 ML



VÁLVULA SUPERIOR BICO DE PATO


AM0234 ADULTO

AM0240 INFANTIL



AM0279 MEMBRANA BICO DE PATO

AM0280 MEMBRANA FURO CENTRAL



AM0300 VÁLVULA INFERIOR INTEGRADA

AM0303 MEMBRANA EM SILICONE PARA

VÁLVULA INTEGRADA GRANDE

AM0304 MEMBRANA EM SILICONE PARA

VÁLVULA INTEGRADA PEQUENA



EXTENSÃO PLÁSTICA

EP1934 2M COM BORBOLETA PARA AMBU

EP1935 4 M PARA CATETER ESPECIAL

EP1936 2M PARA CATETER ESPECIAL

EP1937 6 M PARA CATETER ESPECIAL



VU5902 VÁLVULA UNIDIRECIONAL PARA SISTEMA BARAKA

AUTOCLAVÁVEL

82353599029



SISTEMA BARAKA

SA4900 BALÃO DE VINIL 500ML, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4901 BALÃO DE VINIL 1 LITRO, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4913-VINIL BALÃO DE VINIL 3 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

82353599022

SISTEMA BARAKA

SA4910 BALÃO DE SILICONE 500ML, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4911 BALÃO DE SILICONE 1 LITRO, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4912 BALÃO DE SILICONE 2,3 LITROS, MÁSCARA E TRAQUEIA - INFANTIL

SA4914 BALÃO DE SILICONE 2 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

SA4915 BALÃO DE SILICONE 2,3 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

SA4913 BALÃO DE SILICONE 3 LITROS E MÁSCARA - ADULTO

82353599029

82353599031



AUTOCLAVÁVEL



PRESILHA DE SILICONE PARA MÁSCARA DE ANESTESIA

PR0003 INFANTIL **PR0001** ADULTO **PR0002** GRANDE

82353590009

AUTOCLAVÁVEL



ESTETOSCÓPIO DE AÇO INOX DUPLO
ES2070 ADULTO **ES2071** PEDIÁTRICO

82353590016



ESTETOSCÓPIO DE METAL CROMADO
ES2012 PLANOSCÓPICO (SIMPLES) ADULTO
ES2013 PLANOSCÓPICO (SIMPLES) INFANTIL
ES2021 DUOSCÓPICO (DUPLO) ADULTO
ES2022 DUOSCÓPICO (DUPLO) INFANTIL

82353590038



OTOSCÓPIO

OT0001 COM 5 ESPÉCULOS REFORÇADOS Nº 1, 2, 3, 4, 5 E LÂMPADA RESERVA DE 2,5 VOLTS



MINI OTOSCÓPIO

OT4410 COM 14 ESPÉCULOS Nº 1 E 2 (4 REUTILIZÁVEIS /10 DESCARTÁVEIS) E LÂMPADA DE 2,5 VOLTS



OTOSCÓPIO

OT4400 COM 5 ESPÉCULOS Nº 1, 2, 3, 4, 5 E LÂMPADA DE 2,5 VOLTS



APARELHO DE PRESSÃO

AP0313 MODELO PARA MESA
AP0314 MODELO PARA PAREDE



APARELHO DE PRESSÃO

AP0212 PEDESTAL COM RODÍZIO E BRAÇADEIRA DE FECHO VELCRO
AP0312 PEDESTAL COM RODÍZIO E BRAÇADEIRA DE FECHO METAL



SENSOR DE TEMPERATURA

ST4600 ESOFAGEAL RETAL **ST4602** PELE



BRAÇADEIRA CARDIOCLIP

EC1717 INFANTIL **EC1728** ADULTO

82353590018



ELETRODO PRECORDIAL EM SILICONE COM PERA FREE LATEX
EC1727 ADULTO **EC1729** INFANTIL

82353590017



TUBO EXTENSOR PARA PRESSÃO NÃO INVASIVA 1 E 2 VIAS

TE1040 2 VIAS 3 M COMP. DIXTAL/NOVAMETRIX - ADULTO/PEDIÁTRICO

TE1045 TUBO EXTENSOR PNI 1 VIAS 3 M COMP. PHILIPS - ADULTO/PEDIÁTRICO

TE1050 TUBO EXTENSOR PNI 1 VIAS 3 M COMP. SIEMENS/SPACELABS/MINDRAY/INSTRAMED

ENTRE EM CONTATO PARA CONSULTAR OUTRAS MARCAS

82353590028



BRAÇADEIRA 1 VIA NÃO REMOVÍVEL FREE LATEX

BF1005 RECÉM NATO **BF1009** INFANTIL **BF1008** ADULTO **BF1007** OBESO


BRAÇADEIRA 2 VIAS NÃO REMOVÍVEIS

BF1016 RECÉM NATO **BF1021** INFANTIL **BF1020** ADULTO **BF1019** OBESO



BRAÇADEIRA DE NYLON COM MANGUITO E FECHO VELCRO

AP1303 RECÉM NATO **AP1302** INFANTIL
AP0333 ADULTO **AP0385** OBESO



RN7898 RÉGUA DE NÍVEL PARA PRESSÃO



OX4366 OXÍMETRO DE DEDO COM CURVA PLETISMOGRÁFICA



AP0340 RELÓGIO ANEROIDE






















AP0347 VÁLVULA DE CONTROLE



AP0346 PÊRA FREE LATEX

SENSORES DE OXIMETRIA

	COMPATÍVEL	CONECTOR	 Modelo Clip	 Modelo Y	 Clip Pediátrico	 Modelo Soft
BCI®		OX 112-A	OX 112-U	OX 112-P	OX 112-S	
		OX 114-A	OX 114-U	OX 114-P	OX 114-S	
		OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL	
BIONET®		OX 198-A	OX 198-U	OX 198-P	OX 198-S	
		OX 200-A	OX 200-U	OX 200-P	OX 200-S	
CMOS DRAKE®		OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL	
		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S	
CRITICARE®		OX 232-A	OX 232-U	OX 232-P	OX 232-S	
		OX 234-A	OX 234-U	OX 234-P	OX 234-S	
CRITIKON GE®		OX 214-A	OX 214-U	OX 214-P	OX 214-S	
DATASCOPE®		OX 174-A	OX 174-U	OX 174-P	OX 174-S	
		OX 216-A	OX 216-U	OX 216-P	OX 216-S	
		OX 218-A	OX 218-U	OX 218-P	OX 218-S	
		OX 242-A TEC. MASIMO	OX 242-U TEC. MASIMO	OX 242-P TEC. MASIMO	OX 242-S TEC. MASIMO	
DRAGER® SIEMENS®		OX 189-A TEC. NELLCOR	OX 189-U TEC. NELLCOR	OX 189-P TEC. NELLCOR	OX 189-S TEC. NELLCOR	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL

CONECTOR



DRAGER® SIEMENS®		OX 150-A TEC. NELLCOR	OX 150-U TEC. NELLCOR	OX 150-P TEC. NELLCOR	OX 150-S TEC. NELLCOR
		OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX
		OX 187-A TEC. OXIMAX	OX 187-U TEC. OXIMAX	OX 187-P TEC. OXIMAX	OX 187-S TEC. OXIMAX
		OX 269-A TEC. MASIMO	OX 269-U TEC. MASIMO	OX 269-P TEC. MASIMO	OX 269-S TEC. MASIMO
DATEX/GE®		OX 166-A	OX 166-U	OX 166-P	OX 166-S
DIXTAL® NOVAMETRIX®		OX 204-A	OX 204-U	OX 204-P	OX 204-S
		OX 206-A	OX 206-U	OX 206-P	OX 206-S
ECAFIX® TRANSFORM®		OX 140-A	OX 140-U	OX 140-P	OX 140-S
		OX 154-A TEC. NELLCOR	OX 154-U TEC. NELLCOR	OX 154-P TEC. NELLCOR	OX 154-S TEC. NELLCOR
		OX 242-A TEC. MASIMO	OX 242-U TEC. MASIMO	OX 242-P TEC. MASIMO	OX 242-S TEC. MASIMO
		OX 249-A	OX 249-U	OX 249-P	OX 249-S
		OX 250-A	OX 250-U	OX 250-P	OX 250-S
EMAI®		OX 112-A	OX 112-U	OX 112-P	OX 112-S
		OX 114-A	OX 114-U	OX 114-P	OX 114-S
		OX 115-A MX600 DIGITAL	OX 115-U MX600 DIGITAL	OX 115-P MX600 DIGITAL	OX 115-S MX600 DIGITAL
GE® MARQUETTE® NELLCOR®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
		OX 180-A TEC. NELLCOR	OX 180-U TEC. NELLCOR	OX 180-P TEC. NELLCOR	OX 180-S TEC. NELLCOR

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL

CONECTOR



GE® MARQUETTE® NELLCOR® OXIMAX®		OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX
GE® MARQUETTE®		OX 181-A TEC. OXIMAX	OX 181-U TEC. OXIMAX	OX 181-P TEC. OXIMAX	OX 181-S TEC. OXIMAX
GE® MASIMO®		OX 244-A TEC. MASIMO	OX 244-U TEC. MASIMO	OX 244-P TEC. MASIMO	OX 244-S TEC. MASIMO
GE® MARQUETTE®		OX 245-A TEC. OHMEDA	OX 245-U TEC. OHMEDA	OX 245-P TEC. OHMEDA	OX 245-S TEC. OHMEDA
GE® TRUSAT®		OX 210-A	OX 210-U	OX 210-P	OX 210-S
GE® TUFFSAT®		OX 212-A	OX 212-U	OX 212-P	OX 212-S
HP® PHILIPS®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
		OX 168-A	OX 168-U	OX 168-P	OX 168-S
		OX 170-A	OX 170-U	OX 170-P	OX 170-S
INDUMED®		OX 172-A	OX 172-U	OX 172-P	OX 172-S
		OX 174-A	OX 174-U	OX 174-P	OX 174-S
INSTRAMED®		OX 112-A- INSTR	OX 112-U- INSTR	OX 112-P- INSTR	OX 112-S- INSTR
		OX 124-A	OX 124-U	OX 124-P	OX 124-S
K. TAKAOKA®		OX 126-A	OX 126-U	OX 126-P	OX 126-S
		OX 128-A	OX 128-U	OX 128-P	OX 128-S

SENSORES DE OXIMETRIA




















COMPATÍVEL

CONECTOR



MASIMO®		OX 242-A	OX 242-U	OX 242-P	OX 242-S
MINDRAY®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
		OX 184-A	OX 184-U	OX 184-P	OX 184-S
		OX 174-A	OX 174-U	OX 174-P	OX 174-S
		OX 294-A	OX 294-U	OX 294-P	OX 294-S
		OX 295-A	OX 295-U	OX 295-P	OX 295-S
		OX 297-A	OX 297-U	OX 297-P	OX 297-S
NELLCOR®		OX 150-A TEC. NELLCOR	OX 150-U TEC. NELLCOR	OX 150-P TEC. NELLCOR	OX 150-S TEC. NELLCOR
		OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX
		OX 154-A TEC. NELLCOR	OX 154-U TEC. NELLCOR	OX 154-P TEC. NELLCOR	OX 154-S TEC. NELLCOR
		OX 156-A TEC. OXIMAX	OX 156-U TEC. OXIMAX	OX 156-P TEC. OXIMAX	OX 156-S TEC. OXIMAX
NEWMED®		OX 132-A	OX 132-U	OX 132-P	OX 132-S
NIHON KOHDEN®		OX 220-A	OX 220-U	OX 220-P	OX 220-S
		OX 219-A	OX 219-U	OX 219-P	OX 219-S
NONIM®		OX 134-A	OX 134-U	OX 134-P	OX 134-S
OMNIMED® GE®		OX 112-A TEC. BCI	OX 112-U TEC. BCI	OX 112-P TEC. BCI	OX 112-S TEC. BCI

SENSORES DE OXIMETRIA

	COMPATÍVEL	CONECTOR	 Modelo Clip	 Modelo Y	 Clip Pediátrico	 Modelo Soft
OMNIMED® GE®			OX 136-A TEC. BCI	OX 136-U TEC. BCI	OX 136-P TEC. BCI	OX 136-S TEC. BCI
			OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL
			OX 130-A TEC. DIGITAL	OX 130-U TEC. DIGITAL	OX 130-P TEC. DIGITAL	OX 130-S TEC. DIGITAL
			OX 150-A TEC. NELLCOR	OX 150-U TEC. NELLCOR	OX 150-P TEC. NELLCOR	OX 150-S TEC. NELLCOR
			OX 154-A TEC. NELLCOR	OX 154-U TEC. NELLCOR	OX 154-P TEC. NELLCOR	OX 154-S TEC. NELLCOR
			OX 156-A TEC. OXIMAX	OX 156-U TEC. OXIMAX	OX 156-P TEC. OXIMAX	OX 156-S TEC. OXIMAX
			OX 242-A TEC. MASIMO	OX 242-U TEC. MASIMO	OX 242-P TEC. MASIMO	OX 242-S TEC. MASIMO
			OX 152-A TEC. OXIMAX	OX 152-U TEC. OXIMAX	OX 152-P TEC. OXIMAX	OX 152-S TEC. OXIMAX
PROLIFE®			OX 116-A TEC. DIGITAL	OX 116-U TEC. DIGITAL	OX 116-P TEC. DIGITAL	OX 116-S TEC. DIGITAL
			OX 195-A TEC. DIGITAL	OX 195-U TEC. DIGITAL	OX 195-P TEC. DIGITAL	OX 195-S TEC. DIGITAL
			OX 196-A TEC. OXIMAX	OX 196-U TEC. OXIMAX	OX 196-P TEC. OXIMAX	OX 196-S TEC. OXIMAX
ROSSMAX®			OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
SIEMENS®			OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
			OX 188-A	OX 188-U	OX 188-P	OX 188-S
			OX 189-A	OX 189-U	OX 189-P	OX 189-S

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATÍVEL

CONECTOR



Modelo Clip



Modelo Y



Clip Pediátrico



Modelo Soft

SPACELABS®		OX 150-A	OX 150-U	OX 150-P	OX 150-S
		OX 192-A	OX 192-U	OX 192-P	OX 192-S
		OX 208-A	OX 208-U	OX 208-P	OX 208-S
TEB®		OX 152-A	OX 152-U	OX 152-P	OX 152-S
ZOLL®		OX 242-A	OX 242-U	OX 242-P	OX 242-S

CABO PACIENTE 10 VIAS

COMPATÍVEL

























CONECTOR

CÓDIGO

COMPATIBILIDADE

BIONET®		CP 1314		CARDIOCARE 2000	10 Vias
DIXTAL®		CP 1309		ECG ELETRO EP-3	10 Vias
		CP 1310		ECG ELETRO EP-12	10 Vias
EDAN®		CP 1024		ECG ELETRO	10 Vias
EMAI® TRANSMAI®		CP 1025		ECG ELETRO	10 Vias
GE® MARQUETTE®		CP 3206		ECG ELETRO	10 Vias
HP® PHILIPS®		CP 1322		ECG ELETRO	10 Vias
SHILLER AT-1®		CP 1321		ECG ELETRO	10 Vias












CABO PACIENTE 3 E 5 VIAS

COMPATÍVEL	CONECTOR	CÓDIGO	USO	COMPATIBILIDADE	
BCI®		CP 5013	Monitor	Autocorr plus / 3404 / Advisor	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Autocorr plus / 3404 / Advisor	5 Vias
BIONET®		CP 307	Monitor	B M 4 - 7	3 Vias
		CP 507	Monitor	B M 4 - 7	5 Vias
		CP C308	Monitor	B M - 3	3 Vias
		CP C508	Monitor	B M - 3	5 Vias
CMOS DRAKE®		CP 5035	cardioversor	Life 400 plus / mdk 2012	5 Vias
		CP 502-E	ECG - Eletro	ISO 2012	5 Vias
		CP 5023	Monitor	MDK 2000	3 Vias
		CP 5025	Monitor	MDK 2001	4 Vias
		CP 5025	Monitor	MDK 2007	5 Vias
		CP 5015	Monitor / Cardioversor	MDK 2010 / Vivo / Life 400 Plus Futura	5 Vias
CRITICARE®		CP 5013	Monitor	504 US / 507 US / 8100n Compass / 8500 Poet	3 Vias
		CP 5015	Monitor	504 US / 507 US / 8100n Compass / 8500 Poet	5 Vias
CRITIKON®		CP 5015	Monitor	Dinamap Plus	5 Vias
DATASCOPE®		CP 5013	Monitor	Passaport 2	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Passaport 2	5 Vias
DATEX® OHMEDA®		CP 5073	Monitor	Cardiocap I / Cardiocap II / Cardiocap 5S5	3 Vias
		CP 5075	Monitor	Cardiocap I / Cardiocap II / Cardiocap 5S5	5 Vias
DIXTAL®		CP 5013	Monitor	DX2010 / DX2021 / DX2022 / DX2023	3 Vias
		CP 5015	Monitor	DX2010 / DX2021 / DX2022 / DX2023	5 Vias
DRAGER®		CP 5013	Monitor	Infinity VistaXL/VitalERT 1000 VitalERT2000	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Infinity VistaXL/VitalERT 1000 VitalERT2000	5 Vias
ECAFIX® FUNBEC® TRANSFORM®		CP 5023	Monitor / Cardioversor	TC 50 / Tc500 / MCL-07 / Active Cardiovet	3 Vias
		CP 5025	Monitor / Cardioversor	TC 50 / Tc500 / MCL-07 / Active Cardiovet	5 Vias
		CP 502E	ECG-Eletro	ECG 5/6	5 Vias
		CP 505E	ECG-Eletro	ECG 3	3 Vias

CABO PACIENTE 3 E 5 VIAS

COMPATÍVEL	CONECTOR	CÓDIGO	USO	COMPATIBILIDADE	
EDAN®		CP 5013	Monitor	IM8 / IM9 / IM50 / IM80	3 Vias
		CP 5015	Monitor	IM8 / IM9 / IM50 / IM80	5 Vias
EMAI® TRANSMAI®		CP 5013	Monitor	RX 300 / MX 10 MX 20 / MX 300 MX 600	3 Vias
		CP 5015	Monitor	RX 300 / MX 20 / MX 300 MX 600	5 Vias
		CP 5023	Monitor	RX 10 / RX 20	3 Vias
		CP 5025	Monitor	RX 20	5 Vias
		CP 5015	ECG - Eletro	EX 01	5 Vias
GE® MARQUETTE®		CP C317	Monitor	Linha DASH / Linha CARESCAPE / Linha B	3 Vias
		CP C527	Monitor	Linha DASH / Linha CARESCAPE / Linha B	5 Vias
HP® PHILIPS®		CP 5093	Monitor	Viridia / Série: MP / Série: M	3 Vias
		CP 5095	Monitor	Viridia / Série: MP / Série: M	5 Vias
		CP C318	Monitor / Cardioversor	Cardioversor HP Codemaster	3 Vias
		CPC 528	Monitor / Cardioversor	Cardioversor HP Codemaster	5 Vias
		CPC 537-N	Monitor / Cardioversor	PHILIPS HEART START XL	5 Vias
		CPC 337-N	Monitor / Cardioversor	PHILIPS HEART START XL	3 Vias
INDUMED®		CP 5013	Monitor	Vital Line / Vital Wave / Vital Lite / MEC1000	3 Vias
		CP 5015			5 Vias
INSTRAMED®		CP 5013	Monitor	Cardiomax / Série: InMax	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Cardiomax / Série: InMax	5 Vias
		CP 5033	Monitor	Miniscope	3 Vias
INSTRAMED®		CP 5035	Monitor	Miniscope	5 Vias
		CP 5043	Monitor / Cardioversor	Miniscope HS 03	3 Vias
		CP 5045	Monitor / Cardioversor	Miniscope HS 03	5 Vias
K. TAKAOKA®		CP 5013	Monitor	Cardiotak / Oxifast	3 Vias
		CP 5015			5 Vias
MINDRAY®		CP 5096	Monitor	IMAC 10/12	5 Vias
		CP 5013	Monitor	PM 7000 / PM 8000 / PM 9000	3 Vias
		CP 5015	Monitor	PM 7000 / PM 8000 / PM 9000	5 Vias
		CP 5093	Monitor	Beneview	3 Vias
		CP 5095	Monitor	Beneview	5 Vias
NIHON KOHDEN®		CP 354-N	Monitor	BSM 3562 / BSM 4113J / BSM 2351K	3 Vias

CABO PACIENTE 3 E 5 VIAS

COMPATÍVEL	CONECTOR	CÓDIGO	USO	COMPATIBILIDADE	
OMNIMED®		CP 5013	Monitor	Omni 600 / Omni 610 / Omni 612	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Omni 600 / Omni 610 / Omni 612	5 Vias
PHISIO CONTROL®		CP 5013	Monitor	Lifepak 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	3 Vias
		CP 5015	Monitor	Lifepak 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10	5 Vias
PRO LIFE®		CP 5013	Monitor	P5 - P10 - P12 - P15	3 Vias
		CP 5015	Monitor	P5 - P10 - P12 - P15	5 Vias
SIEMENS®		CP 5103	Monitor	SERIES: Sirecust	3 Vias
		CP 5105	Monitor	SERIES: Sirecust	5 Vias
TEB®		CP 5053	Monitor / Cardioversor	M 10 / CV10+	3 Vias
		CP 5055	Monitor / Cardioversor	M 10C / CV10+	5 Vias
ZOO L®		CP 5013	Monitor / Cardioversor	PD 1200 / PD 1400 PROPAG / SERIES	3 Vias
		CP 5015	Monitor / Cardioversor	PD 1200 / PD 1400 PROPAG / SERIES	5 Vias

SUPOORTE DE SORO EM AÇO INOX COM RODÍZIOS EM GEL

HA4007



- Coluna fixa fabricada em tubo redondo de aço inox 1 1/4"
- Coluna telescópica fabricada em tubo redondo de aço inox 1"
- Base em aço inox com 5 pés
- Ajuste de altura através de manipulô
- 5 Rodízios giratórios em gel sendo dois com travas
- 4 Ganchos fabricados em aço inox

GRUPO

HAOXI | **RiOXi**

 +55 (11) 98196.0159

 +55 (11) 5642.0004

 HaoxiHospitalar

 HaoxiHospitalar

 HaoxiHospitalar

 www.haoxi.com.br

 haoxi@haoxi.com.br

Empresa Certificada

TUVNORD
TUV NORD BRASIL

ISO 13485

tuv-nord.com/br